


GRUPO  
COMERCIAL  
**Orthos**  
*queremos ayudarte*

CATALOGO 2021



Fabricación de Alta Calidad, Productos de bajo costo.

Servicio de Asesoría profesional en mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Rehabilitación.

Productos: Mecanoterapia, Electroterapia, Ultrasonidos, Presoterapia, Hidroterapia, Termoterapia, Consumibles (compresas, electrodos de carbono, autohaderibles, esponjas, gel, parafina, sujetadores, pelotas etc), Modelos anatómicos, Material didáctico, Terapia Ocupacional.



## ELECTROTERAPIA

Electroestimuladores .....	6
Ultrasonidos .....	11
Dispositivos profesionales .....	13

## TERMOTERAPIA

Compreseros .....	16
Parafinero .....	16
Lampara de infrarrojo .....	17

## CONSUMIBLES

Gel/Aceite .....	19
Adaptadores .....	20
Guantes de textura .....	21
Goniometros .....	22
Electrodos .....	23
Compresas .....	28
Cinta kinesiologica .....	30
Otros .....	33

## EJERCITADORES

Ejercitadores de mano .....	36
Poleas .....	43

## RODILLOS

Foam roller .....	45
-------------------	----

## ESTABILIZADORES

Balancín .....	48
Disco de balance .....	50
Bosu .....	52

## BANDAS DE RESISTENCIA

Ligas .....	55
Accesorios .....	59

## PELOTAS

Bobath/Peanut ball .....	61
--------------------------	----

## FUERZA

Pelotas de peso .....	64
Mancuernas/Polainas .....	65

## MECANOTERAPIA

Productos en madera .....	68
Portaequipos/Bancos .....	74
Cuñas/Cilindros .....	75
Colchoneta .....	76

## HIDROTERAPIA

Tinas .....	78
Accesorios .....	79

# ELECTROTERAPIA



## TENS ANÁLOGO 3000

Esta unidad permite elegir entre pulsaciones constantes o ráfagas de electricidad y vienen con un temporizador para asegurar la precisión digital.

Especificaciones:

- Dos canales, 3 modos y tiempos.
- 3 modos de onda: Burst, Modulada y Constante.
- Temporizador: 30 minutos, 60 minutos, operación analógica constante.
- Ancho de Pulso: 50-250 Microsegundos ajustable
- Rango de Pulso: 0-80V por cada canal (500 OHM)

Incluye:

- Dispositivo estimulador eléctrico
- Dos cables Conductores
- 1 Paquete Electrodo
- Batería de 9V
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte



## TENS DIGITAL 7000

Esta unidad digital mejorada es exacta y precisa.

Especificaciones:

- Dos canales, 3 modos y tiempos.
- 3 modos de onda: Burst, Modulada y Constante.
- Temporizador: 5 a 60 minutos, apagado automático o continuo.
- Ancho de Pulso: 50-300 Microsegundos ajustable.

- Pulso: 2-150 Hz ajustable.
- Apagado automático o continuo

Incluye:

- Dispositivo estimulador eléctrico
- Dos cables Conductores
- 4 Electrodo
- Batería de 9V
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte



## INTENSITY 10

La unidad IntENsity 10 Digital TENS es una de las unidades de estimulación más populares en la familia de dispositivos digitales premium IntENsity. Este dispositivo viene equipado con 10 programas de tratamiento TENS preestablecidos, clínicamente probados y analgésicos, organizados por diferentes partes del cuerpo, lo que lo convierte en uno de los dispositivos TENS más fáciles y efectivos disponibles. Con solo presionar 2 botones, el dispositivo está listo para operar de manera efectiva en función del área del cuerpo que se está tratando, con un programa de tratamiento personalizado basado en protocolos de investigación clínica.



## EMS ANALOGO 5.0

El estimulador muscular eléctrico EMS 5.0 de doble canal es una unidad de alta calidad y viene con una tapa de amplitud de seguridad estándar, que es una tapa pivotante transparente que se cierra sobre las perillas de amplitud para ayudar a proteger al usuario de sacudidas eléctricas de movimientos accidentales de perillas.

- Estimulador muscular eléctrico de doble canal
- Ancho de pulso: 250 microsegundos
- Velocidad de prensa: 5, 30, 100Hz
- Rampa de prensa: 1, 3, 5 segundos
- Amplitud de prensa: ajustable, 0-80mA
- Control de Contracción: 1-30 Segundos
- Control de relajación: 1-45 Segundos
- Forma de onda: pulso cuadrado bifásico asimétrico



## CARE TEC II (TENS/EMS)

Nos ofrece una combinación de la estimulación eléctrica muscular (EMS) para uso en el fortalecimiento de los músculos, mejorar el rango de movimiento y aumento de circulación así como la estimulación eléctrica transcutánea de nervios (TENS) para el uso en el alivio del dolor.

Máxima portabilidad y fácil manejo que le ofrece todas las opciones de un dispositivo clínico en un paquete portátil.

Combina la terapia de TENS Y EMS en un solo equipo.

Fácil de operar, dispositivo portátil para el manejo del dolor.

Dos canales para cuatro electrodos TENS y EMS.

Fuente de Alimentación: Batería de 9 voltios estándar o el adaptador AC.



## INTENSITY TWIN STIM IV

Estimulador portátil de electroterapia que ofrece dos modos terapéuticos: Estimulación eléctrica transcutánea del nervio (TENS), Estimulación eléctrica neuromuscular (EMS).

Especificaciones:

Diseño de alta tecnología con gran pantalla LCD72 programas opcionales para el usuario.

Preselección y tiempo de tratamiento programable.

Batería recargable de iones de litio de 3,7V con LED Luz indicadora de carga.

Indicador de carga del electrodo

Función de bloqueo de seguridad

Dimensiones: 4.6 "x 2.36" x 0.83"



## TWIN STIM PLUS 2ND EDITION 4 CANALES

Es el dispositivo de electroterapia digital mas popular. Esta unidad TENS estimula los nervios y los músculos, lo que le permite tratar diversas tareas con los pacientes.

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) y estimulador electrónico del musculo (EMS) para controlar el dolor.

Cinco modos TENS: Burst, Modulación Constante, MRW, SD, Bi-Pulso.

Dos modos EMS: Síncrono y alternas  
Ancho de Pulso: 1-150Hz, 45 frecuencias ajustables 100 mA de amplitud.

Ciclo de tiempo ajustable 1-30 segundos.

Forma de onda: asimétrico pulso cuadrado Bi-fásica

Temporizador de onda: 1 a 60 minutos

Medidas: 2" x 9" x 8"



## CARE TEC IV (TENS/EMS/IF/RUSSA)

Nos ofrece una combinación de la estimulación eléctrica muscular (EMS), la estimulación eléctrica transcutánea de nervios (TENS), IF y corriente RUSA, brindándonos una gran variedad de tratamientos. Máxima portabilidad y fácil manejo que le ofrece todas las opciones de un dispositivo clínico en un paquete portátil.

- Dispositivo de doble canal.
- Fácil de operar, dispositivo portátil para el manejo del dolor.
- Cuatro formas de onda, EMS, TENS, IF Y RUSA.

Incluye:

- Maletin de trasporte
- Dos cables
- Manual
- Paquete de electodos
- Batería de 9 voltios estándar.



## INTENSITY SELECT COMBO II

Estimulador portátil de electroterapia que ofrece cuatro modos terapéuticos: Estimulación eléctrica transcutánea del nervio (TENS), Estimulación eléctrica neuromuscular (EMS), Interferencial (IF) y RUSSA.

Especificaciones:

- Diseño de alta tecnología con gran pantalla LCD
- 72 programas opcionales para el usuario.
- Preselección y tiempo de tratamiento programable
- Batería recargable de iones de litio de 3,7 V con LED Luz indicadora de carga
- Indicador de carga del electrodo
- Medidor de Cumplimiento
- Función de bloqueo de seguridad
- Dimensiones: 4.6 "x 2.36" x 0.83"
- Peso: 0,22 libras. Sin batería



## TWIN STIM PLUS 3RD EDITION 4 CANALES

Este dispositivo puede elegir entre 4 modos diferentes de modalidad y operar el dispositivo a través de 4 canales individuales con 8 electrodos. Usted puede utilizar este dispositivo para TENS, EMS, IF Y RUSA. Con el procesador mas fuerte que nunca, este dispositivo ofrece a los médicos y pacientes la capacidad de tener un dispositivo para clínica y versión portátil.

Especificaciones:

Dispositivo portátil fácil de operar.

Cinco modos de terapia TENS: Burst, Normal, modulación, la duración de fuerza 1 y 2.

Tres modos de terapia EMS: Constante, sincrónica y alterna.

Tres modos de terapia IF: Normal, modulación y modulación 1.

Tres modos de la terapia Rusa: Normal, modulación y modulación 1.

## INTENSITY SELECT COMBO

Es un dispositivo de electroterapia portátil y fácil de usar. Completo con cuatro formas de onda, le proporciona a usted y a sus pacientes una flexibilidad de tratamientos para una variedad de problemas del músculo. Fácil de operar, dispositivo portátil. Cuatro formas de onda, TENS, EMS, Interferencial y Microcorriente. Con una fuerte corriente de 105 mA.

Incluye:

- Portafolio portátil.
- Cable adaptador AC
- Dos juegos de cables
- Batería de 9 voltios
- Paquete de cuatro electrodos
- Dimensiones: 4.5" x 2.55" x 0.9"
- Manual de Usuario



## ELECTROTERAPIA ULTRASONIDOS

ULTRASONIDO  
US PRO 2000 2ND EDITION

El ultrasonido portátil es un dispositivo terapéutico que genera ondas ultrasónicas profundas en los tejidos del cuerpo para el tratamiento del dolor, espasmo musculares y contracturas en las articulaciones. Genera calor profundo en los tejidos de cuerpo para el tratamiento de enfermedades específicas medicas. Las ondas sonoras provocan la vibración dentro de las células de los tejidos blandos, el aumento de la temperatura e induciendo la vasodilatación.

Incluye:

- Ultrasonido
- Portafolio portátil.
- Cable adaptador AC
- Gel para ultrasonido
- Manual de Usuario



## ULTRASONIDO US 1000 3RD EDITION

Dispositivo de ultrasonido terapéutico que genera calor profundo en el área afectada. El dispositivo debe usarse con gel de ultrasonido para conducir la energía de ultrasonido a la piel. Tres configuraciones de salida de potencia. Configuración de tres temporizadores: 5, 10 o 15 minutos.

Incluye:

- US 1000 3ra edición
- Adaptador de corriente.
- Tubo de gel de ultrasonido
- Estuche de plástico
- Manual de instrucciones



## ULTRATENS II ULTRASONIDO CON TENS

El UltraTENS™ II combina dos modalidades, la ecografía y la tecnología TENS para el alivio del dolor en un solo dispositivo compacto y elegante. El UltraTENS puede ser utilizado al mismo tiempo para ayudar a los pacientes tratar el dolor muscular crónico y agudo.

Especificaciones:

- Diseño ergonómico de 5 cm<sup>2</sup> lector de sonido de aluminio.
- Cuenta con 1 MHz de frecuencia con 3 niveles de potencia y 30 mA de la terapia TENS para el tratamiento terapéutico de profundidad.
- Diseño pequeño, único, fácil de operar y portátil.
- Tres tiempos de tratamiento (5 min, 10 min o 15 min).
- Apagado automático después de 10 minutos.



### ULTRASONIDO PROFESIONAL SOUND CARE PLUS

Dispositivo profesional y es el único que viene de serie con 2 cabezales de sonido, de 1 cm y 5 cm, ambos pueden ser conectados en el equipo al mismo tiempo, de esta forma el usuario puede cambiar entre cabezales con solo pulsar un botón.

Dispone de 20 programas predeterminados y opera en frecuencias de 1 MHz y 3MHz.

Especificaciones:

- Se utiliza para el tratamiento del dolor muscular crónico y agudo
- Frecuencia de 1 y 3 MHz
- Programas predeterminados: 20
- Aplicadores estándar de: 1 cm y 5 cm
- Intensidad máxima: 3 W/cm<sup>2</sup>



### ELECTROESTIMULADOR QUATTRO 2.5

Dispositivo de electroterapia de cuatro canales profesional que ofrece IF 4-Pole, IF 2-Pole, Rusa, EMS y TENS, con dos temporizadores independientes. Su diseño portátil le permite llevarlo hasta su paciente o en la clínica. Usted puede elegir entre varias opciones diferentes de modulación de amplitud. Los modos interferenciales y pre-modulada ofrecen modulación de frecuencia, así como una opción de frecuencia estática. Dos temporizadores independientes. Protocolos predefinidos, así como los protocolos definidos por el usuario a medida. Cuatro canales de salida de la estimulación eléctrica. Pantalla LCD grande y fácil de leer, gráfica con un rendimiento de línea exacta y dos temporizadores programables. Las formas de onda incluyen TENS, EMS, 2 Polos Interferenciales, 4 Polos Interferenciales y Rusa. 10 programas de forma de onda por un total de 50 (mas el modo profesional).



### ELECTRO Y ULTRASONIDO COMBO CARE PLUS

Dispositivo profesional de electroterapia controlado por microprocesador de dos canales que combina la terapia de Ultrasonido clínico con cinco formas de onda de tratamiento: IF 4-Polos, IF onda TENS 2-Polos, Rusa, EMS y doble de frecuencia. Cabezal de 5 cm<sup>2</sup> viene de serie con la unidad.

Es simple de operar, el dispositivo tiene una pantalla LCD de gran tamaño que ayuda al usuario a configurar los ajustes de terapia.

Ofrece una portabilidad para llevarlo a donde usted quiera. Le permite seleccionar y personalizar el tipo de tratamiento que usted desea tener ya que tiene un sistema de modulación de frecuencia.

Es fácil de usar y funciona en cuestión de minutos, sistema operativo avanzado asegura una gama completa de terapia.

Se puede elegir entre varias opciones diferentes de modulación de amplitud.



### ELECTRO Y ULTRASONIDO THERATOUCHEX4

Interfaz amigable para el usuario de pantalla táctil bilingüe.

- Ultrasonido de doble frecuencia a 1 MHz y 3 MHz.
- Electroterapia de forma de onda múltiple: interferencial, premodulada, TENS (bifásica simétrica, bifásica asimétrica, RAAS \*), NMS, rusa, alta tensión y microcorriente.
- Rapid Agonist Antagonist Sequencing (RAAS \*) reproduce los típicos patrones de disparo de las contracciones musculares durante el movimiento funcional para obtener el mejor resultado terapéutico.

Controles independientes de intensidad y parámetro para cada canal.

4 canales de estimulación independiente

Se puede utilizar en combinación o totalmente independiente.

Bibliotecas anatómicas y patológicas completas a todo color con colocación recomendada de electrodos.



# TERMOTERAPIA



## COMPRESEROS CALIENTES MARCA NACIONAL

Compresero caliente de Acero Inoxidable sin ruedas:

- Compresero Caliente de 4 compresas estandar. Medidas: 12 1/2" X 8" X 15" +/-
- Compresero Caliente de 8 compresas estandar. Medidas: 14" X 12" X 17" +/-

-Compresero caliente de Acero Inoxidable con ruedas:

- Compresero Caliente de 12 compresas estandar. Medidas: 27" X 16" X 33" +/-
- Compresero Caliente de 24 compresas estandar. Medidas: 35" X 20" X 34" +/-

Incluyen compresas estandar.



## PARAFINERO THERABATH

Las unidades de Therabath son ensamblados a mano y asegurados de que todos y cada uno salgan de fábrica en perfectas condiciones.

Contenido:


- Therabath Professional Thermotherapy Paraffin Bath
- 6 libras de parafina
- Rejilla para la base del recipiente.
- Tapa con manija integrada
- Cable de 1.82 m (6 pies) de longitud con receptáculo IEC
- Manual de operación



### PARAFINA THERABATH

Nuestra parafina es suave y flexible eliminando el desorden encontrado con ceras de parafina secas y quebradizas.

- Fabricado en U.S.A
- Contiene sólo ingredientes FDA Food Grade
- Es incoloro e hipoalergénico, ligeramente perfumada y teñida.
- Expertamente mezclados con todos los aceites necesarios para permanecer suave y flexible, sin dejar residuo aceitoso - sin necesidad de añadir más aceite.
- Es adecuado para su uso en todos los parafineros.
  - Esencia: Limón, Vainilla, Eucalipto y Lavanda



### LAMPARA DE LUZ INFRARROJA

Lámpara infrarroja con dimer y timer para regular la intensidad y tiempo de tratamiento.

Especificaciones:

- Orientación de foco en todas las direcciones, obteniendo todas las regulaciones con un solo pomo que actúa sobre la rotula multiposicional.
- Columna telescópica de tubo de acero, graduable en la altura, pantalla reflectora, se diseño triple-parabólica de aluminio anodizado.
- Base móvil provista de ruedas giratorias.
- Dispone de control de tiempo de 0 a 60 minutos, con programación y paraautomático.
- Potencia de 250 vatios de luz cálida.
- Peso 5 kg
- Dimensiones 1.60 x 50 cm

# CONSUMIBLES



## GEL PARA ULTRASONIDO

Gel conductor para terapia de ultrasonido. Es un gel acuoso, ideal para terapia de ultrasonido.

Su formulación permite deslizar fácilmente el ultrasonido y su viscosidad mantiene sin interrupciones el tratamiento.

Galón 3.785 lts



## ACEITE MINERAL

Es un aceite mineral líquido, transparente, incoloro, compuesto de una mezcla de hidrocarburos líquidos, obtenidos a partir del petróleo, utilizado en el tratamiento de la piel por lo que debe estar libre de impurezas, partículas en suspensión, sedimentación y materiales extraños.

1 Galón 3.785 lts.

## FOCO INFRARROJO

Foco Infrarrojo Medicinal  
250W / 127V



### CABLE HEMBRA PARA TENS

Juego de cables estándar para TENS  
Se utiliza para transmitir la corriente del TENS a los electrodos.  
Al ser compatibles con TENS portátiles son un repuesto óptimo para conectores del equipo a los electrodos.



### CABLES CANAL 1 Y CANAL 2 MARCA NACIONAL GVM

Cables conductores de estimulación:  
Diseñados con una función de parada por rotura y conectores codificados mediante colores para diferenciar fácilmente los canales.

### ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA ELECTROESTIMULADORES

Adaptador de corriente para equipos TENS.  
Electroestimuladores (CARE TEC IV, CARE TEC II)  
Electroestimuladores (Toda la Gama Intensity)



## ADAPTADOR US 1000

Fuente de alimentación: Adaptador de CA - 100-240 voltios de entrada de CA (CC 15V)

ADAPTADOR ORIGINAL ROSCOE MEDICAL PARA US 1000 3RD EDITION.



## ADAPTADOR US PRO 2000

Adaptador de corriente original para ultrasonido US PRO 2000 2DA EDITION

## GUANTES DE TEXTURAS

Juego de 6 piezas de guantes de diferentes texturas.



### GONIOMETRO

El goniómetro de plástico transparente tiene una escala lineal de 20 cm calibrada en cm y de 0 a 360 °



### GONIOMETRO

El plástico transparente permite observar el eje de movimiento de la articulación y su rango de movimiento. La cabeza de 360 ° tiene tres escalas calibradas para ser usadas con el sistema ISOM (International Standard Of Measurements, STFR).

20cm de 0° a 360°



### OXIMETRO OXY WATCH

Mide SpO2 y frecuencia cardiaca  
Se visualiza la barra de pulso  
Bajo consumo de energía, indicador de estado de batería  
Apagado automatico



## ESPONJA PARA ELECTRODO

MARCA NACIONAL GVM  
Esponjas o almohadillas para electrodos de placa o de carbono.

- CHICA 4X6 CM
- MEDIANA 6X8 CM
- GRANDE 8X12 CM



## ELECTRODOS DE CARBONO

Electrodos de carbono o caucho para equipos.

- Disponibles en 2 diferentes medidas:
- 6X9 CM
  - 7X11 CM



## GUANTES CONDUCTORES

Estos guantes conductores son tejidos con un hilo conductor especial para la distribución uniforme de la estimulación y la máxima comodidad y eficiencia.

Talla única



### ELECTRODOS VALUTRODE TELA/FOMI

Electrodos de neuroestimulación ValuTrove® de espuma o tela proporcionan un electrodo de una calidad superior a un precio económico. interfaz de alambre de plomo de cada electrodo es para optimizar la distribución de corriente para todas las diversas formas y tamaños. Con Axelgaard patentado multicapa Multi Stick® hidrogel, electrodos ValuTrove® son conocidos por su durabilidad y múltiples aplicaciones a la piel.

- Fabricación con cubierta de tela blanca y película de carbón.
- Se adaptan fácilmente al contorno del cuerpo.
- Material máxima flexibilidad.
- Medidas: Facial 3.2, 5cm redondo, 7cm redondo, 5x5cm, 5x9cm, 7.5x13cm.



### ELECTRODOS PALS AXELGAARD

Electrodos de neuroestimulación que ofrecen lo último en flexibilidad y confort para garantizar la distribución de corriente óptima. Electrodo PALS® de Axelgaard líneas primer producto, que revolucionaron el rendimiento del electrodo de neuroestimulación con acero inoxidable, diseño patentado con tejido de punta. Este diseño permite a los electrodos PALS® mantener la flexibilidad y aumentar al máximo el confort con cualquier superficie corporal.

Mejora la comodidad del paciente durante la estimulación mediante la dispersión de la corriente de manera uniforme a través del electrodo. Utilizando una multicapa patentada MultiStick® hidrogel de Axelgaard, PALS® proporciona comodidad con cada aplicación.

- Redondo Facial: 3.2cm
- Cuadrado: 5x5cm
- Rectángulo: 5x9cm





## ELECTRODOS ULTRASTIM SNAP

Los electrodos de neuroestimulación UltraStim® Snap distribuyen la corriente de manera uniforme y cómoda mediante el uso de un conector a presión en lugar de un cable conductor. El chasquido inferior está científicamente elegido para igualar la impedancia en todo el sistema para proporcionar una distribución de corriente uniforme en toda la superficie. El patrón de cuadrícula plateado patentado está especialmente calculado para controlar con precisión la corriente eléctrica sobre la superficie del electrodo, mientras que el borde alrededor del patrón de cuadrícula permite una corriente intencional para eliminar el escozor del borde.

·Medida: 5x5cm



## ELECTRODOS UltraStim® X BLUE

Los electrodos cuentan con un hidrogel AZUL para personas con piel extremadamente sensible. El distintivo patrón de rejilla plateada proporciona una dispersión uniforme de la corriente, lo que se traduce en un tratamiento terapéutico más cómodo para el usuario. El borde de gran tamaño está especialmente diseñado para facilitar la extracción adecuada y promover aún más la durabilidad del electrodo. Los usuarios ahora pueden experimentar la misma calidad y valor excepcionales de la tecnología de vanguardia y el proceso de fabricación únicos de Axelgaard para UltraStim® X con BLUE Hydrogel para pieles sensibles con un respaldo repelente al agua.

·Medida: 5x5cm

### ELECTRODOS PALS® Blue

Electrodos de neuroestimulación PALS® Blue combinan una tela tejida de acero inoxidable patentada y una construcción de hidrogel con nuestro exclusivo sistema de compensación de impedancia. La tela de acero inoxidable proporciona una conductividad y conformidad óptimas, mientras que el gel especializado es lo suficientemente espeso para adherirse a través del vello corporal pero lo suficientemente suave para usar en pieles extremadamente sensibles.

·Medida:5x5cm



### ELECTRODOS TOP TENS

Electrodo economico  
Medida: 5x 5cm  
Flexible  
Reutilizable

## ELECTRODOS PAÑO BRONCEADO

Electrodo Autoadhesivo Paño Bronceado 1.5" x 1.5".

- Paño reutilizable, libre adhesión de bronceado.
- Hidrogel de adaptabilidad superior.
- Conector moldeado, ofrece conexión superior a los hilos conductores.
- 4 electrodos por paquete



## LAPIZ PUNTAL

Unidad versátil para procedimientos de estimulación manual dónde se requiere un control puntual.

La punta del aplicador es de acero inoxidable del tamaño de un punto. Contiene dos esponjas de 10mm. Permite realizar el trabajo de manera más precisa y cómoda.

### COMPRESA ELECTRICA THERAMED ROSCOE

La compresa ofrece un modo dual (moist/dry) opciones de calor para la terapia óptima. La opción de calor húmedo proporciona un alivio de penetración profunda de dolor, rigidez muscular, mientras que la opción de secado proporciona un trato cálido reconfortante.

- Doble aplicación - se puede utilizar en seco o húmedo con la esponja humedecida.
- Flexible con extra-soft, lavable (100% poliéster) para una sensación mas cómoda.
- Cuatro posiciones: cálido, bajo, medio y alto.
- Regulador de mano ergonómicamente diseñado con una simple operación de un solo botón y los indicadores LED codificados por colores.
- Función de apagado automático despues de 40 minutos.



### COMPRESA QUIMICA DE BOTON HOTSHOTZ

Las compresas de calor HotShotz son inmediatas, portables, reutilizables. Con solo un botón la compresa instantáneamente se cristaliza y calienta hasta 130° F .Seguirá generando calor en cualquier lugar por una media hora a cuatro horas dependiendo del tamaño de la compresa y lo bien que se aísla

Cuando la compresa HotShotz ya no produce calor, simplemente colóquelo en una olla de agua hirviendo y rejuvenecerá de nuevo a su forma líquida. Su compresa HotShotz estará lista para activarse de nuevo.

Para usar en fro se introduce en el congelador de 30 a 60 minutos antes de usar.

Medidas: 8"x12" y 8"x18".

## COMPRESA HOT/COLD

Tanto en calor como en frío dura aproximadamente 30 minutos. Se puede calentar rápidamente en el microondas o con agua caliente. El empaque permanece flexible incluso después de la congelación que permite que se extiendan más allá de las partes del cuerpo afectadas con mayor comodidad.

Medidas: 7.5"x11" y 11"x14"



## COMPRESA HUMEDO-CALIENTE ESTANDAR NACIONAL

Compresa estandar humedo caliente rellena de bentonita sodica para uso en compresero y/o tina de acero inoxidable.

Medidas: 30cm x 25cm

### CINTA STRENGTHTAPE 35MTS

Características Del Producto:

- Hecho de Tela transpirable de algodón y ahora incluye 10% mas de estiramiento para un mejor rendimiento y comodidad.
- Proporciona apoyo y estabilidad para los músculos, las articulaciones y los tendones sin limitar la amplitud de movimiento como un corsé tradicional.
- Con exclusivo adhesivo AllSport TM, StrengthTape® se puede usar para un máximo de 5 días en casi cualquier condición, incluyendo el agua.



### REA TAPE ULTRA STRONG

- Hecho de fibras de algodón natural 100% puro
- 100% libre de látex
- 100% libre de cualquier sustancia médica
- Está diseñado para minimizar la posibilidad de alguna alergia
- Permite libremente el paso del aire y la humedad
- Utiliza solo adhesivo japonés de primera calidad que es seguro para la piel.
- Colores: Negro/Blanco y Rojo/Blanco

## REA TAPE PATTERN

- Hecho de fibras de algodón natural 100% puro
- 100% libre de látex
- 100% libre de cualquier sustancia médica
- Está diseñado para minimizar la posibilidad de alguna alergia
- Permite libremente el paso del aire y la humedad
- Utiliza solo adhesivo japonés de primera calidad que es seguro para la piel.



## REA TAPE CLASSIC

- Hecho de fibras de algodón natural 100% puro
- 100% libre de látex
- 100% libre de cualquier sustancia médica
- Está diseñado para minimizar la posibilidad de alguna alergia
- Permite libremente el paso del aire y la humedad
- Utiliza solo adhesivo japonés de primera calidad que es seguro para la piel.
- Colores: Negro, azul, verde, morado, rosa, naranja, amarillo y rojo.

### REA TAPE PREMIUM

- Está hecho de fibras de algodón natural 100% puro.
- El REA Tape Premium es 100% libre de látex.
- El REA Tape Premium es 100% libre de cualquier sustancia médica.
- El REA Tape Premium está diseñado para minimizar la posibilidad de alguna alergia.
- El REA Tape Premium permite libremente el paso del aire y la humedad.
- El REA Tape Premium utiliza solo adhesivo japonés de primera calidad que es seguro para la piel.
- Colores: Negro, azul y verde.



### TRACCIÓN CERVICAL PORTATIL

Ayuda a enderezar el cuello y aliviar la presión sobre músculos tensos, molestias en el cuello, dolores de cabeza por tensión, osteoartritis y mas.

Diseñado con tres capas para prevenir, controlar y disminuir la dolorosa molestia en el cuello y los hombros.

Tres camaras de aire se inflan suavemente hasta 7" con bombilla de inflacion incorporada.

Facil de usar, compacto e ideal para viajar.

La cubierta de terciopelo mejora la comodidad.




## PEDALERA

Ideal para ejercitar musculos de brazos y piernas.

Estructura de acero acabo marmoleado.

Pedales de plastico con almohadillas antideslizantes.

Ajuste de resistencia por medio del tornillo de tension.



## PELOTAS SENSORIALES Y DE MASAJE

Los Mambo Max Massage Balls se utilizan para relajar los músculos y reducir la tensión. La bola de masaje Mambo Max ayuda a fortalecer las manos y los pies, y mejorar la coordinación y la flexibilidad. Se puede utilizar para la terapia de masaje, así como para mejorar las habilidades de destreza. Colores/Medidas:

- Naranja 6cm • Verde 7cm
- Amarilla 8cm • Rojo 9cm
- Azul 10cm • Rodillo 15cm

Unidad: 1 pieza

## RELAJADOR DE TOBILLO MARCA NACIONAL

El Relajador de Tobillo es fantástico, sencillo y portátil, hecho en madera, hace que sea una forma ecológica y sostenible para estirar los músculos de la pierna. Utilízalo para los calentamientos y así minimizar las lesiones. Usted se dará cuenta que su tobillo, la pantorrilla y la flexibilidad mejorará significativamente después de usar este relajador de tobillo con regularidad.

Unidad: 1 Pieza



## MAMBO MAX FIT STRETCH

Mambo Max Fit Stretch es una herramienta fantástica, simple y portátil para estirar los músculos de la parte inferior de la pierna. Es perfecto para calentamientos y enfriamientos. El uso de Mambo Max Fit Stretch ayuda a aumentar la flexibilidad del tobillo, la espinilla y la pantorrilla. Está hecho de plástico moldeado duradero e incluye una almohadilla antideslizante para los pies.

Unidad: 1 Pieza



# EJERCITADORES



## MANUS FLEX-ION

Los botones con resorte cargado del Manus Flex-Ion aíslan cada dígito, por lo que los dedos fuertes no pueden compensar a los más débiles. Esto se traduce en un mejor, rápido y fácil proceso de rehabilitación. Está disponible en 6 colores codificadas con resistencias progresivas. Esta resistencia progresiva ayuda a la medida terapéutica. La base ergonómica agrega comodidad y estabilidad. Viene en un color y manual de instrucciones multilinguaje.

Colores/Resistencias:

- Crema (0,35kg - 1,10kg)
- Amarillo (0,7kg - 2,3kg)
- Rojo (1,4kg - 4,5kg)
- Verde (2,3kg - 7,3kg)
- Azul (3,2kg - 10,4kg)
- Negro (4,1kg - 14,1kg)



## MASILLA EJERCITADORA

El Manus Comfort Putty se utiliza para ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento de la mano y los dedos. También se puede utilizar para tratar el estrés.

- No tiene olor, no mancha, no deja ningún residuo en las manos del paciente, no tóxico, sin grasa, hipoalergénico y libre de látex.

Está disponible en 6 colores/ resistencias:

- Blanco/Suave Especial
- Crema/Extra Suave
- Amarillo/Suave
- Rojo/Medio • Verde/Duro
- Azul/Extra Duro


Disponible en presentaciones de 85grs y 450 grs.

### RED POWER WEB COMBO

Es de 36 cm de diámetro y un peso de 450 gr. Su diseño único y patentado permite una variedad de ejercicios a realizar de forma cómoda y eficaz. Construido de goma de alta calidad con agentes especiales añadidos para la durabilidad y la fuerza, tendrá una duración de años. Cuenta con una ventaja única de dos niveles de resistencia en uno, ofreciendo una mayor flexibilidad y valor.

- Ultra Light - Crema / Medium - Rojo
- Light - Amarillo/ Heavy - Verde
- Medium - Rojo/ Super Heavy - Azul
- Heavy - Verde/ Ultra Heavy - Negro

Unidad: 1 Pieza



### MANUS SQUEEZE BALLS

Tiene una forma ergonómica que proporciona ejercicio muy eficaz para la rehabilitación y fortalecimiento de los dedos débiles, así como en las manos y las muñecas. Puede ayudar a:

- Rehabilitación de las manos y los brazos después de alguna operación.
- Restaurar la función de las manos, los brazos y los hombros después de accidente cerebrovascular.
- Reducir el dolor y la rigidez en los dedos artríticos, manos y muñecas.
- Fortalecer el envejecimiento de las manos y los brazos

Colores/Resistencias disponibles:

- Amarillo/Extra Suave
- Rojo/Suave
- Verde/Medio • Azul/Duro
- Negro/Extra Duro

## MANUS ESQUEEZE EGGS

Tiene una forma ergonómica que proporciona ejercicio muy eficaz para la rehabilitación y fortalecimiento de los dedos débiles, así como en las manos y las muñecas. Puede ayudar a:

- Rehabilitación de las manos y los brazos después de alguna operación.
- Restaurar la función de las manos, los brazos y los hombros después de accidente cerebrovascular.
- Reducir el dolor y la rigidez en los dedos artríticos, manos y muñecas.
- Fortalecer el envejecimiento de las manos y los brazos

Colores/Resistencias disponibles:

- Amarillo/Extra Suave
- Rojo/Suave
- Verde/Medio • Azul/Duro
- Negro/Extra Duro



## HANDMASTER PLUS

Fortalece los 9 músculos que cierran la mano, así como los que abren la mano. El resultado es mayor fuerza, equilibrio y flujo sanguíneo a la mano, la muñeca y el codo.

- Soft - Pelota púrpura / Cordon Amarillo (rehabilitación temprana)
- Medium - Pelota Roja / Cordon Negro (Rehabilitación tardía)
- Firm - Pelota Naranja / Cordon Gris (fuerza, entrenamiento veloz)
- Unidad: 1 Pieza

### POWER-WEB FLEX-GRIP

Es un ejercitador único que cabe en la palma y ofrece la posibilidad de trabajar la destreza, la extensión y el fortalecimiento de las manos, dedos y pulgares. Disponible en 3 niveles de resistencia diferentes, tiene agujeros para los dedos y el pulgar, y tiene dos lados - en un lado viene una especie de un medio círculo para apretar y del otro lado una almohadilla para los pulgares y de esta manera ejercitar los dedos por separado y aumentar la destreza y la fuerza.

Color/Resistencia:

- Amarillo/Light
- Rojo/Medium
- Verde/Heavy

Unidad: 1 pieza



### BARRA EJERCITADORA

Es el producto ideal para golfistas y tenistas. Este eficiente producto se ha desarrollado centrandose en la mano, el brazo y problemas en el hombro, este producto permite ejercicios de flexión y extensión, ejercicios de aducción y abducción e incluso la movilización de tejidos blandos.

Tamaño: 31 x 4,5 cm.

Colores/Resistencias:

- Crema/Extra suave
- Amarillo/Suave
- Rojo/Medio
- Verde/Fuerte
- Azul/Extra Fuerte

Unidad: 1 pieza



## MANUS WRIST EXERCISER

El Manus Wrist Exerciser es para entrenamiento de muñeca y antebrazo ajustable, que permite al usuario ejercer con resistencia progresiva. Su diseño ergonómico para apoyo del antebrazo mantiene la muñeca en el lugar correcto. Ajustable en 4 posiciones, garantiza el máximo confort, permitiendo la rehabilitación de la muñeca y el antebrazo.

Unidad: 1 pieza



## VARIGRIP UNO

El único ejercitador de pulgar / dedo individual con resistencia ajustable tanto para flexión como para extensión. Un diseño ergonómico con puntos de estabilización ofrece soporte adicional.

Ajuste gradualmente la resistencia y realice un mejor seguimiento de la progresión según las necesidades del paciente. Los beneficios son una mayor fuerza, destreza, resistencia y rango de movimiento.

Incluye dos resortes fácilmente intercambiables. El resorte rojo permite una ligera resistencia para terapia temprana o entrenamiento ligero. Una vez que se requiere una mayor resistencia, el resorte rojo se puede cambiar por el verde, lo que permite una mayor resistencia.





### EJERCITADOR HELPER MARCA NACIONAL

Unidad para movilidad progresiva del brazo, hombro, codo y articulaciones de la muñeca, mano y dedos. Sistema de fricción, mecanismo de resistencia variable a base de ligas de diferentes tamaños y resistencias.

Dimensiones:

Alto: 17 cm

Ancho: 17 cm



### RELOJ O PRONOSUPINADOR MARCA NACIONAL

Rueda para realizar la pronación/supinación del antebrazo. Para manos de cualquier tamaño. Dispone de un agarre amplio y confortable.

Dimensiones:

Alto: 25 cm

Ancho: 20 cm

## RODILLO DE MESA MARCA NACIONAL

Unidad para movilidad progresiva del brazo, hombro, codo y articulaciones de la muñeca, mano y dedos.

-Cilindro

Largo: 50 cm

Diametro del cilindro: 2 cm

-Base

Largo 12 cm

Alto 3.5 cm

Ancho 7.5 cm



## FLEXO-EXTENSOR DE MUÑECA MARCA NACIONAL

Flexion y extension de muñeca

Diferentes tipos de agarre

Prension cilindrica.

Dimensiones:

Largo 43 cm

Ancho 14.5cm

Alto 15.5 cm



### POLEA BAND SHOULDER ROPE - DOOR ANCHOR

Es un dispositivo económico y fácil de usar que ayuda a aumentar la amplitud de movimiento del hombro. Se puede utilizar para la prevención y rehabilitación de lesiones de hombro. Es fácil utilizar que se puede montar en una puerta. Viene con una polea, tiradores, sistema de tapón, cuerda de nylon y ancla para la puerta. Los tiradores de primera clase permiten al usuario ajustar fácilmente la longitud de la cuerda a través del mango, mientras que el revolucionario sistema de tapón es de gran ayuda para el ejercicio constante y progresivo.

Color: Verde

Unidad: 1 Pieza



### POLEA DE CUERDA CON AGARRADERA DE MADERA

Dispositivo económico y fácil de usar que ayuda a aumentar el rango de movimiento del hombro. Se puede utilizar para la prevención y rehabilitación de lesiones en el hombro.

Las manijas permiten al usuario ajustar fácilmente la longitud de la cuerda a través de la manija, mientras que el revolucionario sistema de tope es una gran ayuda para un ejercicio constante y progresivo.

La polea de cuerda para hombro MoVeS viene en un blister con una polea, muescas o manijas de madera, sistema de tope, cordón de nylon y anclaje para puerta.

Color: Verde

Unidad: 1 Pieza

# RODILLOS



### RODILLO DE ESPUMA MAMBO MAX HOLLOW

Su patrón tridimensional con diferentes formas reproduce el masaje de las manos de un terapeuta. Las superficies más grandes permiten un masaje superficial, mientras que las formas más pequeñas están diseñadas para un masaje más profundo. Los rodillos de masaje se utilizan para ejercer presión sobre los puntos de activación de los músculos y para aliviar la tensión en los músculos.

Medidas: 33cm Largo, 14cm Diámetro.



### RODILLO 3 EN 1 MAMBO MAX

Es un rodillo de espuma que combina 3 rodillos de espuma diferentes en un solo paquete. Gracias a su superficie lisa, la parte exterior es perfecta para un masaje superficial. La segunda parte tiene ranuras que se pueden utilizar para un masaje más profundo y para ejercer una mayor presión sobre los puntos gatillo. Finalmente, con la barra de masaje interior es posible ejercer una alta presión sobre los músculos adoloridos para mejorar la circulación sanguínea y el tiempo de recuperación de los músculos.

Medidas:

-46cm, 4cm

-46cm, 10cm

-46cm, 15cm



### RODILLO ERGONOMICO MAMBO MAX

Es un rodillo de espuma hueco curvo, que permite más ejercicios. Excepto rodar hacia adelante y hacia atrás, es posible realizar movimientos laterales.

Se abordarán más músculos a través de los cuales el cuerpo se tonificará aún más.

La espuma suave en combinación con los pezones es perfecta para masajes de puntos gatillo. El surco central reducirá la presión sobre la columna.

Medidas

33cm de largo.

15 cm de diametro.



### RODILLO PARA MASAJE

Con el rodillo de masaje es posible ejercer una alta presión sobre los músculos adoloridos para mejorar la circulación sanguínea y el tiempo de recuperación de los músculos.

Medidas:

Largo 46cm

Diametro 4cm



# ESTABILIZADORES



## ESTABILIZADOR BEGGINER MAMBO MAX

Es un instrumento formado por una tabla recubierta de material antideslizante soldada sobre una base suave (el mismo material que los cojines y los colchones propioceptibles). Es una herramienta que ayuda a desarrollar el equilibrio, la coordinación, los tiempos de reacción y la capacidad motriz. Se puede utilizar para ejercicios en posición horizontal, sentado, en la rodilla. Se integra bien con otras herramientas de rodilla para acelerar la rehabilitación.


Dimensiones: 60 x 39 cm. Altura: 9 cm.  
Capacidad de carga: 100 kg.



## ESTABILIZADOR INTERMEDIATE MAMBO MAX

Está diseñado para el entrenamiento del equilibrio. La combinación de la almohadilla con la tabla mejora su sentido de habilidades de equilibrio, coordinación, reacción y motoras. Puede ser utilizado acostado, de rodillas, sentado y caminando o en movimiento, también se puede incorporar con otros equipos de ejercicios para condimentar su rehabilitación. Diseñado para la rehabilitación y la terapia de uso en el hogar.

Dimensiones: 39cm de Diámetro, 9cm de Altura  
Capacidad de carga: 100kg






## ESTABILIZADOR ADVANCED MAMBO MAX

Está diseñado para el entrenamiento del equilibrio. La combinación de la almohadilla con la tabla mejora su sentido de habilidades de equilibrio, coordinación, reacción y motoras. Puede ser utilizado acostado, de rodillas, sentado y caminando o en movimiento, también se puede incorporar con otros equipos de ejercicios para condimentar su rehabilitación. Diseñado para la rehabilitación y la terapia de uso en el hogar.

Dimensiones: 60x39cm, 12cm de Altura  
Capacidad de carga: 100kg



## BALANCINES MARCA NACIONAL

Diseñados para ejercicio de balanceo, mejorando la sensación de equilibrio, coordinación y habilidades motoras.

Medidas:

-Cuadrado 45 cm

-Circulo 45 cm

Acabado en barniz color natural  
Fabricada en madera de alta calidad, estufada y desflamada.

## MAMBO MAX BALANCE TRAINER 45 Y 60 CM

Está diseñado para el entrenamiento del equilibrio. Se utiliza para mejorar su sensación de habilidades de equilibrio, coordinación, reacción y motoras. También es ideal para el ejercicio muscular. El Mambo Max Balance Trainer se puede ajustar al inflar y desinflar el aire a través de la válvula. Puede ser utilizado acostado, de rodillas, sentado y en movimiento, y se puede incorporar con otros equipos de ejercicios para condimentar su rehabilitación.

Color: Rojo

- 60cm de Diámetro
- 14cm de Altura
- Capacidad 100kg

-Color: Azul

- 45cm de Diámetro
- 16cm de Altura
- Capacidad 100kg



## MAMBO MAX BODY TWISTER

Es ideal para adelgazar los muslos, cintura y caderas. Mientras gira el cuerpo con el disco debajo de sus pies, ejercita glúteos, abdominales y piernas. Girando el cuerpo de lado a lado tonifica todos los músculos de su cuerpo. El Mambo Max Body Twister es también un producto eficaz para mejorar el equilibrio y la coordinación.

Dimensiones: Diámetro: 25 cm, Altura: 3 cm

- Peso máximo: 100 kg

## MAMBO MAX BALANCE OVALADO Y RECTANGULAR

Esta almohadilla de espuma de equilibrio proporciona el entorno de ejercicio cómodo necesario para realizar ejercicios de equilibrio de refuerzo. Su superficie suave desafía al usuario a trabajar los músculos de pie, hasta los tobillos y las piernas.

- Rectangular: 47 x 39 x 6 cm
- Par Ovalado: 37 x 22 x 6cm



## MAMBO MAX BALANCE BOARD

Eficaz para ejercicios de equilibrio y fitness. Párese en la plataforma redondeada y comience a equilibrarse. También es una gran herramienta para fortalecer los tobillos y los músculos de los muslos. Para un entrenamiento de equilibrio más severo, agregue la tapa de rosca incluida a su tabla de equilibrio.

Dimensiones: Diámetro 42cm, Altura 5-8cm

Peso máximo carga: 100kg.



## MAMBO MAX DYNADOME

Mitad de una esfera, cúpula de ejercicio inflable. Este producto versátil permite al usuario realizar ejercicios en ambos lados, lo que le permite ser utilizado para una sesión de ejercicio de todo el cuerpo como para ejercicios de equilibrio.

- Incluye Faster Blaster Pump
- Dimensiones: 59 x 21 cm
- Unidad: 1 pieza



## MAMBO MAX STEPPING STONES

Es una herramienta increíble para darle vida a tu entrenamiento. También es bueno para los ejercicios de los niños, tanto en interiores como en exteriores. Combine el entrenamiento del equilibrio y el aumento del desarrollo de habilidades motoras con el juego. También se utiliza para masaje de pies, sentado. Juego de 3 pzas  
 Diámetro 16cm  
 Peso máximo de carga 100kg



Ayuda a fortalecer y utilizar todos los músculos de nuestro cuerpo  
 - Se utiliza como elemento de inestabilidad para realizar ejercicios de pie  
 - Entrena equilibrio y estabilidad  
 - Ofrece superficies de trabajo inestable.

### MAMBO MAX SITTING CUSHIONS

Estos cojines de aire fáciles de transportar son ideales para activar los músculos del tronco para sostener la columna y son adecuados para todos, también se utilizan como estabilizadores. La superficie de estos cojines se puede limpiar fácilmente con agua y jabón. Empaquetado en caja con bomba o solo en bolsa de plástico.

Colores: Azul, negro y rojo  
Dimensiones: Diámetro 33cm, Altura 7cm.



# BANDAS DE RESISTENCIA



## MOVES FIT SUPERLOOP

Puede estirar y fortalecer fácilmente diferentes grupos de músculos. Se puede utilizar para rehabilitación y con fines de fitness. El largo plano es de 104 cm de largo (la circunferencia es de 208 cm) y tiene una elasticidad increíble.

Tienen varias capas, lo que da como resultado un producto más duradero. Estos bucles más gruesos no se enrollan durante el ejercicio, evitando la sensación incómoda de productos similares. Están disponibles en 5 resistencias diferentes:

Crema-Light

Naranja-Media

Verde: Fuerte

Azul: Extra fuerte

Morado- Fuerte especial.



## MOVES LOOP

Banda de resistencia circular, es un instrumento muy eficaz para estirar y fortalecer todos los grupos musculares. No se enrolla durante el ejercicio. Disponible en dos presentaciones, individual y en kit de 4 resistencias.

Dimensiones: Longitud plana: 30 cm, Ancho: 2,5cm

Disponible en 6 resistencias:

Crema - Extra ligera

Amarilla - Ligera

Roja - Media

Verde - Fuerte

Azul - Extra fuerte

Negro -Fuerte especial

## MOVES TUBE

Banda de resistencia creada con un tubo de alta calidad.

Medida: 120cm

Unidad: 1 Pieza

Disponible en 6 diferentes resistencias

Amarilla - Ligera

Roja - Media

Verde - Fuerte

Azul - Extra Fuerte

Negro - Fuerte Especial

Gris - Super Fuerte



## MOVES LATEX-FREE BAND

Con una linealidad excepcional de resistencia frente a alargamiento, estamos seguros de que nuestra banda sin látex es el mejor producto para satisfacer sus necesidades.

Los 5 niveles de resistencia diferentes están determinados por el grosor de la banda. Estas bandas están disponibles en 2 longitudes, individual 1.5 mts y rollo de 45.5 mts.

Amarilla - Ligera

Roja - Media

Verde - Fuerte

Azul - Extra Fuerte

Negro - Fuerte Especial



## MOVES BAND

Las bandas MoVeS son bandas de ejercicio de resistencias de látex de calidad superior. El exclusivo proceso de fabricación Snap-Stop® hace que este producto sea extremadamente resistente al desgarro. Estas bandas están disponibles en 2 longitudes, individual 1.5 mts y rollo de 45.5 mts.

Amarilla - Ligera  
 Roja - Media  
 Verde - Fuerte  
 Azul - Extra Fuerte  
 Negro - Fuerte Especial



## KIT MOVES BAND

Kit con 5 bandas de resistencia de 1.5 mts, disponible en libre de latex y con latex.

Amarilla - Ligera  
 Roja - Media  
 Verde - Fuerte  
 Azul - Extra Fuerte  
 Negro - Fuerte Especial

**MOVES ANKLECISER**

Gran ejercitador de tobillo, es tan fácil de usar como eficaz. Los pies se deslizan cómodamente en la banda elástica sin látex que consta de dos partes. Disponible en 4 resistencias diferentes, este sistema de ejercicio progresivo permite al usuario elegir el nivel de resistencia deseado para realizar los ejercicios. Disponible en un juego de 4 resistencias, o en un paquete de 5 de la misma resistencia.

Amarillo - Ligero

Rojo - Medio

Verde - Fuerte

Azul - Extra fuerte



## MOVES SOFT HANDLES

Las asas de seguridad MoVeS le brindarán un agarre superior y un manejo suave cuando haga ejercicio con la banda MoVeS. Ideal para bandas de resistencia de tubo.

Unidad: 2 piezas



## MOVES SAFETY HANDLES

Los mangos suaves MoVeS le brindarán un agarre superior y un manejo suave al hacer ejercicio con MoVeS Band.

Unidad: 2 piezas



# PELOTAS



## AB PEANUT BALL MAMBO MAX

La forma de cacahuete ofrece estabilidad extra lateral, lo que le da más confianza para comenzar a entrenar. La pelota ofrece una terapia más predecible o entrenamiento físico ya que solo puede rodar en una dirección. Esto sin duda es un gran beneficio para niños, ancianos, mujeres embarazadas o personas que sufrieron una lesión.

En caso de que la pelota sea perforada por un objeto filoso, la pelota no explotará, lo que reduce el riesgo de lesiones.

- Color: Rojo
- Medidas: 50x100cm



## PELOTAS MAMBO MAX AB GYM

El Mambo Max AB (Anti-Burst) Gym Ball aumenta la flexibilidad, mejora la fuerza y la forma física, la postura, la flexibilidad y salud de la espalda. El ejercicio con esta pelota también mejora el equilibrio y la coordinación.

Colores:

- Amarillo 45cm
- Rojo 55cm
- Verde 65cm
- Azul 75cm
- Negro 85cm
- Gris 95cm

Unidad: 1 pieza

### PELOTAS MAMBO MAX AB GYM

La pelota de gimnasia Mambo Max AB (Anti-Burst) aumenta la flexibilidad, mejora la fuerza, el estado físico y la postura. Hacer ejercicio con esta pelota también mejora su equilibrio y coordinación. Todas las pelotas de gimnasio AB son anti-explósión. está disponible en una bolsa de plástico que contiene solo la pelota y el tapón.

Unidad: 1 pieza

Colores:

-Rojo 55cm

-Verde 65cm

-Azul 75cm



### FASTER BLASTER PUMP

Bomba de inflado rapido para pelotas.

Unidad: 1 pieza



# FUERZA



## PELOTAS DE PESO MAMBO MAX SOFTMEDS

Pelotas de peso, son pequeñas y lo suficientemente flexibles como para agarrar con una mano, y lo suficientemente grandes para agarrar con las dos manos. La cubierta de vinilo suave y flexible hace que sea fácil de sostener y es una manera segura y eficaz para agregar entrenamiento con pesas para su entrenamiento.

Diámetro: 12 cm

Unidad: 1 pieza

Peso/Color:

- 0.5kg/Perlado
- 1 kg/Amarillo
- 1.5kg/Rojo
- 2kg/Verde
- 2.5kg/Azul
- 3kg/Negro



## MEDICINE BALL MAMBO MAX

Una pelota medicinal (también conocida como pelota de ejercicio, pelota medicinal o pelota de fitness) se usa para el entrenamiento de fuerza, ya que juega un papel importante en el campo de la medicina deportiva.

Unidad: 1 pieza

Peso/Medida:

- 1 Kg - 20cm Diámetro
- 1.5 Kg - 20cm Diámetro
- 2 Kg - 20cm Diámetro
- 3 Kg - 22cm Diámetro
- 4 Kg - 22cm Diámetro
- 5 Kg - 27cm Diámetro



## MANCUERNAS

Diseñados para ejercicios de resistencia provista de asidero y contrapesos graduales.

- Par de mancuernas 1.0 kg
- Par de mancuernas 0.5 kg

POLAINAS  
MAMBO MAX

Están rellenos de arena de hierro y moldearán y tonificarán eficazmente su cuerpo y se pueden usar en cualquier lugar.

Medidas:

- Par 1 Kg
- Par 1/2 Kg.



## POLAINAS NACIONALES

Fabricadas en lona, en forma rectangular con material de velcro en cada extremo que permite adaptarlo alrededor de la muñeca o del tobillo.

Rellenas de pequeños fragmentos metálicos que de acuerdo a su peso se utiliza para la resistencia deseada.

Medidas:

- 1/2 Kg
- 1 Kg
- 1 1/2 Kg
- 2 Kg



# MECANOTERAPIA



## ESCALERILLA DE DEDOS

Unidad vertical para movilidad progresiva del brazo, hombro, codo y articulaciones de la muñeca, mano y dedos.

Especificaciones:

- 35 escalones
- Dimensiones: Ancho 5 cm, Largo 137 cm
- Peso de 2kg.
- Perforaciones para su instalación en el muro,
- Fabricado en madera de primera calidad
- Estufada y desflamada.
- Acabado en barniz duro natural



## BARRAS SUECAS

Unidad versátil ideal para clínicas de medicina deportiva, gimnasios, escuelas y hospitales.

- Medidas: ancho 90 cm, altura 240 cm.
- Color disponible natural
- Fabricada en madera de primera calidad, estufada y desflamada.
- Acabado en barniz duro natural transparente.
- Cuenta con entradas de tornillos o pijas para su colocación en pared.

## ESPEJO DE POSTURA CON RUEDAS

Unidad versátil ideal durante las actividades de mesa o suelo, ayuda a los pacientes a desarrollar una conciencia sensorial y habilidades propioceptivas.

- Medidas: 180 x 70 x 3 cm.
- Base de madera reforzada.
- Con 4 ruedas para su desplazamiento y sistema de frenado.
- Acabado en barniz color natural.
- Fabricada en madera de primera calidad, estufada y desflamada.
- Terminado en barniz transparente.
- Montado en marco de madera.



## ESPEJO DE POSTURA EN PARED

Unidad versátil ideal durante las actividades de mesa o suelo, ayuda a los pacientes a desarrollar una conciencia sensorial y habilidades propioceptivas.

- Fabricada en madera de pino de primera calidad, estufada y desflamada.
- Acabado en barniz color natural.
- Espejo libre de distorsión de imagen de 3mm de espesor.
- Medidas: 190 x 80 cm
- Marco de madera
- Terminado en barniz transparente.
- Fijaciones a emparedar con las grapas del montaje de tornillos o pijas para su colocación en pared.
- Espejo de postura fijo

## ESCALERA CON RAMPA

Diseñados para ejercicio de resistencia mejorando la sensación de equilibrio, coordinación y habilidades motoras.

- Pasamanos de madera para ser utilizados en adultos y niños.
- Cada sección de la escalera tiene soportes verticales de madera en forma de angulo con terminado natural.
- Altura promedio con agarraderas 1.40 mts. aprox.
- Altura promedio al descanso de 60 cm. aprox.
- Tres escalones de altura en incrementos
- Medidas: Escuadra de 1.60 mts. x 1.60 mts.



## BARRAS PARALELAS

Diseñados para realizar ejercicios de rehabilitación y acondicionamiento físico, pueden solicitarse con o sin plataforma.

- Medidas: 1.20m (Plataforma) x 3m
- Con barra estabilizadora para seguridad del paciente.
- Altura ajustable para pacientes parados o sentados.
- Con pasamanos de acero inoxidable de 3.8 cm cromado.
- Altura y anchura para cada tipo de paciente.
- Plataforma fabricada en madera de alta calidad.




## BARRAS PARALELAS PLEGABLES

Diseñados para realizar ejercicios de rehabilitación y acondicionamiento físico.

- Altura ajustable para pacientes parados o sentados.
- Con pasamanos de acero inoxidable de 3.8 cm cromado.
- Se pueden realizar al largo deseado.



TIMÓN HORNEADO



TIMÓN CROMADO



## TIMON O RUEDA PARA HOMBRO

Se coloca fijo en la pared mediante un soporte móvil que permite regular la altura para adaptarse a las dimensiones del paciente. Permite el complejo movimiento del hombro y escapula en la rotación.

- Altura 1m
- Giro de 365°
- Resistencia suave, con graduación progresiva.
- Altura ajustable para pacientes parados o sentados.
- Fabricado en tubo de acero cromado
- Marco de madera para montar a la pared.
- Disponible en terminado cromado o horneado.

## MESAS DE TRATAMIENTO

Mesa de tratamiento para aplicar técnicas y ejercicios de rehabilitación sobre una amplia superficie disponible para ser usada con el paciente como para el terapeuta. Amplia superficie que le permite al terapeuta realizar movilizaciones a sus pacientes sin el riesgo de lastimarse la columna.

Medidas

Estandar: 2m x 2m x 60cm

• 1.80m x 80cm x 60cm

También puede realizarse a la medida que requiera el cliente.



## MESA DE KANAVEL

La mesa se utiliza para la recuperación de las extremidades superiores. Está formada por una rueda de inercia con freno para la regularización del esfuerzo, un tablero con tensores, pronosupinadores, juego de pelotas y tornillos con muelles de resistencia para ejercicios de la actividad diaria.

Aplicaciones:

Se utiliza para ejercitar la mano, la muñeca y el antebrazo.

Resistencia graduada que designa para un rango completo de músculos, coyunturas y nudillos. Permite los movimientos de circunducción pronación y supinación del brazo.





## SILLA DE CUADRICEPS

Permite ejercicios de estiramiento de cuádriceps e isquiotibiales, fortalecimiento, así como ejercicios para extremidades superiores e inferiores.

- Respaldo móvil operado por amortiguadores de gas ajustable de 0 a 90 grados.
- Asiento, respaldo y cilindros acojinados forrados en vinilo resistente de alta calidad.
- 2 brazos ajustables para movimiento oscilatorio.
- 2 unidades de torque permanentes de cromo plateado con soportes redondos (rodillos), acojinados en vinilo resistente para extremidades inferiores.
- Correas de fijación para muslo (removibles).



## MESA ESTABILIZADORA PARAPODIUM

Las Mesas de estabilidad están diseñadas para proporcionar al paciente un soporte parcial del peso corporal, mientras ofrecen una superficie ajustable para jugar, estudiar y realizar otras actividades.

- Soporte acolchonado en las rodillas y soportes de cadera, ambos de altura ajustable.
- La parte superior de la mesa es ajustable, se puede colocar a diferentes profundidades.
- Estufada y desflamada, acabado en barniz duro natural.
- Tratamiento retardante al fuego de hasta un 40%.
- Base firme que evita que la mesa se mueva o se incline.

### CARRO PORTAEQUIPOS

Carrito multiusos para equipos medicos como ultrasonidos, electroestimuladores, etc.

Especificaciones:

- Madera de alta calidad
- Medidas: 55x40x85 cm • Color: Chocolate
- Con 4 Ruedas y frenado.
- 3 Niveles
- Peso: 6kg aprox.



### BANCO DE 1 Y 2 PELDAÑOS

Fabricado en tubo de acero cromado con superficie antiderrapante. Cuenta con tapones de hule antiderrapante.

Medidas:  
40cm largo x 20 ancho  
Altura 33cm

## CILINDROS O RODILLOS

Artículo que por su flexibilidad y propiedades permite la multiplicidad de usos tanto en el hogar, estancias escolares, deportivas y el sector de salud.


- Variedad de tamaños
- Color azul con amarillo.
- Fabricados con espuma de poliuretano de alta densidad.
- Forrados con lona de vinil de alta resistencia y duración.
- Fácil de limpiar, 100% lavable.



## CUÑAS TERAPEUTICAS

Artículo que por su flexibilidad y propiedades permite la multiplicidad de usos tanto en el hogar, estancias escolares, deportivas y el sector de salud.

- Rellenas de hule de espuma de alta densidad
- Cubierto con capa de vinil antibacterial y retardante al fuego para una fácil limpieza, durabilidad.
- Ideales para el posicionamiento y ejercicio terapéutico así como otras actividades de coordinación.
- Son resistentes al agua, a las manchas y a los malos olores.
- No tóxico.
- Diferentes tamaños.



## COLCHONETAS

Artículo que por su flexibilidad y propiedades permite la multiplicidad de usos tanto en el hogar, estancias escolares, deportivas y el sector de salud.

- Rellenas de hule de espuma de alta densidad
- Cubierto con capa de vinil antibacterial y retardante al fuego para una fácil limpieza, durabilidad.
- Ideales para el posicionamiento y ejercicio terapéutico así como otras actividades de coordinación.
- Son resistentes al agua, a las manchas y a los malos olores.
- No tóxico.
- Diferentes tamaños: \* 2m x 2m x 10cm\*  
2m x 1.5m x 10cm



A woman with dark hair is relaxing in a hot tub, leaning her head against the edge. The water is bubbling, and the background shows a modern interior with large windows. The text "HIDROTERAPIA" is overlaid in white, bold, uppercase letters.

# HIDROTERAPIA

### TINA MIEMBROS INF. Y SUP.

- Fabricada en acero inoxidable.
- Registro para estancamiento de agua
- Ducha direccional con presión regulable y manguera en tubo sinfonizado
- Ajuste de nivel de aceleración de agua
- Sistema de seguridad compuesto por disyuntor diferencial (protección contra riesgo de choque eléctrico), protector térmico y fusible (protección de motor).
- Capacidad: 90 litros
- Dimensiones: 66 x 42 x 53 cm
- Alimentación eléctrica: 110Vac (monofásico) 220Vac (monofásico).
- Frecuencia de operación: 60Hz / 50Hz (bajo orden).
- Consumo máximo: 800 VA.
- Motor 1/3 HP 3530 RPM sellada y con protección de sobreflujo.
- Peso líquido: 17Kg.



### TINA DE CUERPO COMPLETO

Para la estimulación de la circulación y el alivio del dolor, mediante la exploración de la reacción del cuerpo a los estímulos ejercidos por la presión del agua y el calor. Adecuado para el tratamiento de todo el cuerpo. Tanque construido en acero inoxidable

Montado sobre rodillos

Registro para estancamiento de agua

Capacidad para 300 litros

Turbina regulable en altura

Ajuste de nivel de aceleración de agua

Flujo de agua: 220 litros por minuto

Medidas 152 x 61 x 46 cm

### TINA HUBBARD

El tanque viene con unas turbinas gemelas ensambladas y es capaz de proporcionar un aumento de la amplitud de movimiento, así como el acceso de todo el cuerpo en el tratamiento de quemaduras y otras afecciones de la piel.

- Fabricadas en acero inoxidable 304 calibre 14 con soldadura y acabado como si fuera una sola pieza para que sean mas resistentes.
- Paredes verticales con marcas en relieve a intervalos de 100 galones.
- Una base reforzada que se inclina hacia el drenaje que esta en la parte de los pies y a los 5 soportes de las piernas.
- El taque se llena por arriba del borde de entrada para prevenir un desbordamiento.
- El tanque se drena a través de un drenaje por gravedad localizado en la base del tanque.



### CAMILLA PARA TINA HUBBARD

Completa inmersión de cuerpo, se recomienda para el tratamiento de las extremidades superior e inferior, con espacio para el movimiento del cuerpo y el ejercicio.

Permite el acceso fácil a los terapeutas para asegurar la comodidad del paciente.

- Medidas: 1.17m x 55cm
- Fabricada en acero inoxidable
- Rellena de hule espuma de alta densidad
- Cubierta con capa de vinil antibacterial y retardante al fuego, fácil limpieza y durabilidad
- Resistente a las manchas y malos olores

## TURBINAS PARA TINA

- Alimentación Eléctrica: 127 V a 60 HZ
- Corriente Nominal de consumo: 12.4 A • El motor es de 3/4 HP
- Flecha de acero inoxidable estabilizadora.
- Sistema de sellado permanente del motor.
- RPM 3530
- Sistema de desagüe.
- La turbina no puede vaciar totalmente el agua que se encuentre en la tina. La bomba (carcaza) debe de estar cubierta por agua por lo menos unas 3" A 5". Para evitar que se dañe la turbina.
- Desagüe de la tina es por gravedad: Controlada a través de una llave de paso (Para el desagüe del agua se utiliza la llave a través de la tina).
- Medidas de turbina: Turbina p/tanques de 53.3 cm de profundidad y Turbina p/ tanques de 63.5 cm de profundidad.




## SILLA DE ALTURA CON RUEDAS

De tubo redondo calibre 16, exterior de 1" acero pintura electrostatica.














---

Para cualquier cotización o consulta que se requiera estamos a sus órdenes en:

**MUNDO SENSORIAL, S.A. C.V.**

 Tel. Ofna. 55 6835 9744

 WhatsApp: 773 139 2924

 E mail: [info@grupoorthos.com.mx](mailto:info@grupoorthos.com.mx)

[www.grupoorthos.com.mx](http://www.grupoorthos.com.mx)

 <https://www.facebook.com/GrupoComercialOrthos>

 [grupocomercialorthos](https://www.instagram.com/grupocomercialorthos)

 [https://www.youtube.com/channel/UCAuVZ8C46YcfhZ42\\_gobo6g](https://www.youtube.com/channel/UCAuVZ8C46YcfhZ42_gobo6g)