

DOIT



# Product Catalog

GRUPO  
COMERCIAL  
**Orthos**  
*queremos ayudarte*



Entornos Multisensoriales - 2023

# Quiénes somos?

En DOIT diseñamos y fabricamos dispositivos multisensoriales o snoezelen. Nuestras soluciones son "llaves en mano" y les asesoramos desde la venta de nuestros productos hasta el diseño de su futuro espacio multisensorial. Actualmente estamos diseñando salas multisensoriales inteligentes con la tecnología más avanzada del momento. Hemos diseñado nuestro nuevo sistema de control de entorno donde, a través de la DOIT SENSORY CONSOLE, usted puede controlar todas las acciones que se realizan en la sala multisensorial, controlar los dispositivos, realizar y contar cuentos vivenciales, realizar actividades cognitivas y muchas otras actividades de las que pueden disfrutar los usuarios de su entorno multisensorial.

Bienvenidos a DOIT

Adéntrese en el mundo multisensorial a través de DOIT.





Los productos DOIT están diseñados para cualquier persona, niño o adulto pero hay personas a las que usar dispositivos Snoezelen les ayudará en la comunicación y relajación, personas con patologías como la discapacidad, la demencia, el daño cerebral, con rehabilitación neuronal o medular... entre otras.

En DOIT buscamos la excelencia en el diseño de nuestros productos, es por eso que nuestros productos se distribuyen internacionalmente y tenemos desarrollados proyectos a nivel internacional.



Nuestros clientes no se tienen que preocupar de nada, desde DOIT ofrecemos una solución personalizada para el diseño del espacio multisensorial, si el cliente no quiere pagar para otros servicios desde DOIT nos encargamos de todo, instalación eléctrica, modificaciones estructurales e instalación de los productos. Con DOIT nuestros clientes ganan en productividad ya que creamos un entorno multisensorial adaptado a las necesidades de cada cliente y hacemos el entrenamiento a los profesionales del centro para que sepan usar todos los elementos sin problemas. Nuestros clientes ganan en simplicidad porque con una sola llamada nos encargamos de todo el desarrollo del proyecto. Solo tienen que facilitarnos un plano de la sala con las dimensiones y nosotros les desarrollaremos un diseño personalizado sin coste de como quedará su espacio multisensorial.


Desde DOIT ofrecemos nuestro servicio de atención al cliente donde le solucionaremos todas las dudas que puedan tener y también ofrecemos nuestro servicio Post-Venta con soluciones para las incidencias en 24 horas.

# Nuestra Tecnología



En DOIT estamos constantemente desarrollando nuevas tecnologías y hemos creado nuestro propio protocolo de comunicación entre nuestros dispositivos más avanzados al que llamamos DOITLink. DoitLink es el sistema que conecta nuestros comunicadores con los dispositivos que reaccionan a ellos.

DOIT Cloud es una web con contenidos para la DOIT SENSORY CONSOLE, en esta web usted puede compartir o descargar nuevos contenidos para su DOIT SENSORY CONSOLE como los "Cuentos vivenciales o contenidos audio-visuales. Conéctese y disfrute de nuevos contenidos para su DOIT SENSORY CONSOLE.




# Contenido

Páginas	
6-11	Packs para salas multisensoriales
12-17	Doit Sensory Console - Control de entorno para su sala multisensorial.
18-22	Columnas de burbujas.
23-27	Fibra Óptica.
28-29	Iluminación para su sala multisensorial.
30-33	Comunicadores Doit - DOITLink
34-35	Pantalla táctil de actividades cognitivas.
36-37	Piscinas de bolas iluminadas.
38	Toma de corriente DOITLink
39	Camas de agua.
40-41	Dispositivos para luz negra o UV.
42-47	Proyectores.
48-49	Paneles interactivos de luz DOIT.
50-51	Difusores de aromaterapia.
52-53	Audio
54-55	Paneles Táctiles.



## Centros de Educación Especial C.E.E.

El diseño de esta sala multisensorial es una idea de un conjunto de dispositivos dirigidos a centros de educación especial.



### Pack C.E.E.


Esta sala multisensorial es uno de los más completos, el 90% de los dispositivos multisensoriales son interactivos, dispone de control de entorno a través de la DOIT SENSORY CONSOLE.

Dispone de dos columnas interactivas, una con circulación de objetos (pelotas) en su interior y la otra simplemente con burbujas. Se pueden controlar desde nuestra caja de 8 pulsadores de colores DOIT. Dispone de una cama de 140 cm. de ancho y 2 m. de largo, alfombra con puntos de luz, dos dispositivos para la estimulación del habla que reaccionan a la voz (escalera de colores y panel de luz de colores), luz negra, una piscina de bolas de 2x2m con luz y nuestra famosa superficie Viva, que es una proyección que reacciona al movimiento en el suelo.



## Pack C.E.E.

También dispone de un Equipo de aroma-terapia interactivo que puede funcionar a través de uno de los ejercicios cognitivos de la DOIT SENSORY CONSOLE para asociar aromas a una imagen. Un panel táctil con 12 texturas diferentes y también de una amplia zona de cómodas bases tapizadas en espuma con vibración para poder



En las esquinas en lo alto del techo hay instalados unos focos que proyectan luz del color deseado desde la DOIT SENSORY CONSOLE o desde la caja de 8 pulsadores de colores. También dispone de un dado de colores con el que podemos interactuar con cualquier elemento interactivo de la sala multisensorial



## Pack Avanzado


Solicitenos el presupuesto detallado del pack avanzado de la sala multisensorial para centros educativos especiales.

Este pack tiene un coste aproximado PVP con instalación incluida de 30.000€, a partir de este pack podemos hacer equipamientos más económicos ajustándonos al presupuesto que tengan.

## Pantalla táctil


Hemos diseñado múltiples actividades cognitivas donde a través de una pantalla táctil de 42" los alumnos pueden realizar desde ejercicios muy básicos de memoria a relacionar imágenes con sonidos, entre decenas de otras actividades.

Esta pantalla es de gran robustez y los alumnos aprenderán de una forma muy divertida. Cada vez que acierten los elementos multisensoriales cambian de color.



## Centros de Educación Infantil

Desde DOIT diseñamos entornos multisensoriales específicos para Escuela Infantiles de niños y niñas de 0 a 3 años. Estos entornos han sido específicamente desarrollados junto a profesionales de la educación infantil.



### Pack A avanzado Centros Infantiles

Tenemos la sala multisensorial que más le conviene, el pack avanzado de sala multisensorial tiene un coste PVP de 20000€ (IVA incluido), si desea que lo ajustemos su presupuesto le podemos asesorar en que materiales son más interesantes para sus usuarios y ajustándonos a su presupuesto pueda disfrutar de un entorno multisensorial lo más completo posible.

A través de la DOIT SENSORY CONSOLE tendrán acceso a múltiples actividades cognitivas. Los profesionales del centro podrán disfrutar del apartado de cuentos vivenciales, donde podrán contar cuentos en el interior de la sala mientras los dispositivos toman vida y crean el entorno adecuado a cada escena del cuento.


Como dispositivo más que interesante tenemos una pantalla táctil de 42" donde los niños podrán realizar las actividades cognitivas.





## Multisensory Rooms for Geriatrics

The design of this multisensory room is an idea of a set of devices for elderly people healthcare centers.



## Pack Residencias

Esta sala multisensorial es una de los más completas, el 90% de los dispositivos multisensoriales son interactivos, aunque para usuarios con poca capacidad de interacción funcionan de forma pasiva.

Incorpora nuestro sistema de control de entorno a través de la DOIT SENSORY CONSOLE, donde los usuarios con un deterioro cognitivo leve pueden realizar decenas de actividades a través de nuestra pantalla táctil de gran formato.


Dispone también de proyecciones al suelo que reaccionan a nuestro movimiento, cama de agua grande vibro-acústica, sillón de masaje, entre otros dispositivos.

Con esta sala tendrá acceso a todos los estímulos para cada sentido incluso poder realizar actividades de reminiscencia a través de la DOIT SENSORY CONSOLE.



## Pack Avanzado Residencias.

Para este Pack se instalan los siguientes dispositivos:  
Consola de control de entorno y actividades cognitivas DOIT SENSORY CONSOLE.  
Amplificador de audio y altavoces, con este amplificador también vibra la cama vibro-acústica.  
Proyector gran angular de gran formato.  
Pantalla táctil de 42" para realizar las actividades cognitivas, al ser una gran pantalla los usuarios tienen una mayor visión del ejercicio a realizar.



Comunicador de 8 pulsadores de colores para controlar todos los elementos interactivos de la sala, también sirve para realizar algunas actividades cognitivas.  
Dado de colores para interactuar con los elementos interactivos de la sala.  
Columna de burbujas interactiva de 15 cms de diámetro y 1'8m de alto.

La columna de burbujas tiene en su interior un tubo por donde circulan pelotitas de colores para poder realizar ejercicios de seguimiento visual.

Esta misma columna va ubicada en el interior de una base de 100x100 cms y 50 cms de altura, completamente acolchada en espuma y recubrimiento en PVC ignífugo y lavable categoría M2.  
En los laterales de la base se instalan dos espejos de 100 cms de ancho y 140 cms de altura acrílicos de alto impacto.

En el techo se instalará un techo de fibra óptica en forma de estrellas, es muy importante que se nos indique en que tipo de techo se instalará para poder suministrarlo para falso techo practicable, con losetas de 60x60 cms o techo normal, en ese caso se suministra un plafón de 200 x 100 cms que se instala en el techo.

Sistema de aromaterapia interactivo DOIT, este sistema de aromaterapia dispone de 4 compartimentos que difunden un diferente aroma cada uno, también puede usarse a través del ejercicio cognitivo de adivinar el aroma que integra la DOIT SENSORY CONSOLE.

## Pantalla táctil

Hemos diseñado múltiples actividades cognitivas donde a través de una pantalla táctil de 42" los alumnos pueden realizar desde ejercicios muy básicos de memoria a relacionar imágenes con sonidos, entre decenas de otras actividades.  
Esta pantalla es de gran robustez y los alumnos aprenderán de una forma muy divertida. Cada vez que acierten los elementos multisensoriales cambian de color.



## Pack Avanzado Centros Residenciales

Al lado de la base de la columnad de burbujas se instala una pequeña prolongación de 1m de largo, 50 cms de profundidad y 50 cms de altura también acolchada, su uso lo puede hacer tanto el terapeuta de la sala como el usuario.

Se incluye una cama de agua vibro-acústica de 1'4m de ancho y 2m de largo que vibra a través del amplificador de audio.

Alfombra negra con puntos de fibra óptica, esta alfombra queda en el suelo y a través de cualquiera de los comunicadores que hay en la sala podemos cambiar el color, realizada con un tejido de agradable tacto y pequeñas fibras distribuidas por toda su superficie.

Uno de los elementos más atractivos de la sala es la Superficie Viva!, se trata de una proyección al suelo que reacciona al movimiento al pasar por encima de ella, tiene diferentes tipos de escena que harán que toda nuestra atención se centre en la reacción de nuestro movimiento.

En este pack incluimos una butaca con vibración y masaje por rodillo de gran calidad y de fabricación nacional, realizada en un material anti-bacteriano y de fácil limpieza, el color es a escoger.

Las paredes de las zonas de trabajo de la sala están recubiertas con espuma en forma de olas y revestidas en PVC, ignífugo y lavable.



### Pack Avanzado

Solicitenos el presupuesto detallado del pack avanzado de la sala multisensorial para centros residenciales o geriátricos.

Este pack tiene un coste aproximado PVP con instalación incluida de 22.300€, a partir de este pack podemos hacer equipamientos más económicos ajustándonos al presupuesto que tengan.

La instalación no está incluida.



# DOIT Sensory Console

Es una pequeña consola capaz de controlar todos los elementos de nuestro entorno multisensorial, interactuar con ellos y realizar múltiples actividades cognitivas que se almacenan en su interior.


## ¿Como funciona?



Recomendamos usar una tablet, con la que podrá utilizar la consola y podrá disfrutar de todas sus funcionalidades.



Un proyector o pantalla, recomendamos un proyector de gran formato ya que con los que suministramos desde DOIT podemos proyectar una gran imagen y visualizar en toda la pared de una sala cualquier tipo de vídeo o imagen.





Unos altavoces auto-amplificados o un equipo de audio, se recomienda un equipo de audio de calidad ya que necesitamos un sonido agradable para el correcto uso del entorno multisensorial.



Dispositivos multisensoriales, la consola DOIT puede activar y desactivar cualquier elemento multisensorial aunque no sea de la gama DOIT, si son de la gama DOIT podremos interactuar con ellos, de otras marcas solo podremos encenderlos y apagarlos\*.

\*Usando el DOIT Adapter.



## ¿Qué funcionalidades tiene?

Cuando nos conectamos con la tablet a la DOIT Sensory Console, automáticamente nos aparece su menú principal, este menú es muy intuitivo y visual y nos aparecen sus seis modos de funcionamiento.



### Control de la sala

Tal y como indica su nombre desde este apartado y con simples clics en la pantalla podremos conectar y desconectar los elementos de la sala así como asignar el color que queremos en los que sean interactivos. Se puede seleccionar los elementos uno a uno o todos a la vez, con los botones de colores inferiores seleccionaremos el color deseado.



## Comunicador

Se trata de un selector de color a pantalla completa para que los usuarios de la sala multisensorial puedan interactuar con los diferentes elementos de la sala en caso de que no tengan el selector de 8 colores Doit físico. Con este comunicador podrán cambiar el color de cualquier elemento de la gama DOIT.




## Multimedia


En este apartado tenemos el control total de audio y vídeo de la consola. Hay 4 apartados muy definidos: música, vídeos, imágenes y Youtube.

Si hacemos clic en vídeos se abrirá el reproductor de vídeos con un desplegable donde aparecen todos los archivos de vídeo que tenemos almacenados en nuestra consola o a través de un

pendrive USB que podremos conectar en cualquier puerto USB de la consola. Con el reproductor podemos subir y bajar el volumen de los vídeos, avanzar o retroceder y simultáneamente poder activar y desactivar los dispositivos sensoriales de la sala multisensorial.









En el apartado de música nos aparecerán una serie de canciones que vienen por defecto con la consola pero también nos aparecerán todas las canciones que tengamos almacenadas en el pendrive.

La DOIT Sensory Console también puede reproducir archivos de audio que tengamos almacenados en un pendrive USB, simplemente inserte su pendrive en cualquier puerto USB de la consola y verá aparecer sus archivos en el apartado multimedia correspondiente.



La Doit Sensory Console dispone para su última versión un acceso directo a Youtube, desde este punto podremos acceder a los vídeos que nos ofrece la plataforma de vídeos Online más grande de la red, simplemente ponga su palabra de búsqueda y navegue entre los miles de vídeos que ofrece YouTube.



## Cuentos Vivenciales

Si en algo destaca la Doit Sensory Console es en la versatilidad que ofrece. Es por eso que hemos creado un editor de cuentos vivenciales para que puedan recrear cualquier cuento o historia según los elementos multisensoriales que tengan en su sala multisensorial.



Actualmente la DOIT Sensory Console, almacena cuatro cuentos vivenciales de ejemplo, estos cuentos pueden servir de ejemplo para que el usuario vea como se crean los cuentos, así como también poder adecuarlos a los productos multisensoriales que hay en el espacio multisensorial. El editor de cuentos vivenciales es muy intuitivo y podemos crear escenas con audio, vídeo, imágenes así como activando y desactivando los elementos multisensoriales que tenemos en nuestro espacio multisensorial.

## Actividades Cognitivas

Si en algo destaca la Doit Sensory Console es en la versatilidad que ofrece. Es por eso que hemos creado un editor de cuentos vivenciales para que puedan recrear cualquier cuento o historia según los elementos multisensoriales que tengan en su sala multisensorial.

Las actividades cognitivas de la DOIT Sensory Console son muy variadas, las actividades van desde relacionar imágenes con colores, actividades de memoria, también hay actividades que interactúan con los dispositivos multisensoriales DOIT como por ejemplo la actividad de "adivina el aroma" que funciona junto al equipo de aromaterapia interactivo DOIT, donde el difusor de aromas difunde un olor y tenemos que adivinar cual es entre cuatro opciones.






Muchas de las actividades pueden realizarse a través de la caja de 8 pulsadores DOIT y otras se pueden realizar desde cualquier tablet o ordenador, recomendamos la tablet ya que ofrece una libertad que no la ofrece un ordenador. También existen actividades que funcionan con el movimiento de la tablet, moviendo la tablet podemos tocar un instrumento o cambiar de color los elementos multi-sensoriales DOIT.


## Con las actividades cognitivas de la DOIT Sensory Console pasará de una sala sensorial a una sala senso-cognitiva.

La gran ventaja de las actividades cognitivas de la DOIT Sensory Console es que siempre crecen, cada vez se actualiza con más actividades cognitivas, hasta el momento existen 33 actividades y seguirá creciendo, gracias a su modo de actualización y adquisición de más actividades.





# DOIT Columnas de Burbujas



Al entrar en la sala multisensorial nuestros ojos van directos a la columna de burbujas. Las columnas DOIT nos envuelven de un efecto terapéutico.


Las columna de burbujas se distinguen en dos categorías, Columnas Pasivas (relajación) y Columnas interactivas (estimulación). Las columnas interactivas DOIT ofrecen ambos efectos, interacción y relajación sin costes adicionales. Algunos tubos de burbujas tienen bolas circulando en su interior para hacer actividades de seguimiento visual.

## COLUMNAS DE BURBUJAS SUPERINTERACTIVAS

Diseñada en base a los beneficios de la relación causa-efecto, con las columnas de burbujas superinteractivas DOIT puede interactuar a través de nuestros comunicadores de la gama DOITLink por ejemplo el Dado DOIT. Cada uno de nuestros comunicadores están diseñados para diferentes requisitos - para conocer más sobre los comunicadores, por favor diríjase a la página de Comunicadores DOIT. Con uno de nuestros comunicadores podrá interactuar de una forma muy sencilla dispositivo por dispositivo o con todos a la vez y al mismo tiempo.

# DOIT Columnas de burbujas Superinteractivas

Las columnas de burbujas DOIT están diseñadas íntegramente en nuestra empresa y usamos LEDs de alto brillo. La profundidad y pureza de los colores las hacen mucho más accesibles a personas con problemas visuales. Al usar tecnología LED no se tendrá que preocupar por cambiar lamparas, no hay molestos ventiladores que producen ruido y podemos decir que nuestro tubo de burbujas es uno de los más silenciosos del mercado.



Tire el Dado DOIT (no incluido) y vea como la Columna de burbujas superinteractiva cambia de color según el color que ha quedado en la cara superior del dado.

Nuestra Columna de Burbujas Superinteractiva se puede usar con nuestra DOIT Sensory Console y la APP Doit Remote Control donde podrá cambiar el color con la caja de pulsadores virtual y no necesitará ningún otro comunicador.

Funciona con bajo voltaje desde una fuente de alimentación externa (incluida) funciona a 100-240VAC transformados a 12VCC.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DOCB15DOIT	15 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO
DOCB20DOIT	20 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO
DOCB30DOIT	30 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO

# DOIT Columnas de burbujas pasivas

Las columnas de burbujas pasivas de DOIT están exactamente diseñadas con la misma tecnología LED que las interactivas, ofreciendo una luz de alto brillo y tecnología de larga duración.

Ofrece un cambio de color automático muy suave y relajante con colores vibrantes hasta lo alto de su tubo.

Funciona a bajo voltaje con una fuente de alimentación incluida.

Funcionamiento 100-240VAC transformados a 12VCC.



## REFERENCIA

## DESCRIPCIÓN

DOCB150P	15 CMS DIÁMETRO	180 CMS ALTO
DOCB200P	20 CMS DIÁMETRO	180 CMS ALTO
DOCB300P	30 CMS DIÁMETRO	180 CMS ALTO





# DOIT Bases y Tarimas





## Base Curva para tubo de burbujas.

Base curva para alojar un tubo de burbujas de 15 o 20 cms de diámetro que permite al usuario sentarse cerca del tubo y sentir su vibración. La base está tapizada en vinilo PVC suave, duradero y de fácil limpieza y se puede suministrar en cualquiera de los colores estándar de DOIT - Por favor especifiquen el color al realizar el pedido. Tiene la opción de alojar la fuente para un mazo de fibra óptica.

### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN




DOBAS1110SC	BASE CURVA PARA TUBO DE $\varnothing 15$ CMS 100X100X50CMS
DOBAS1120SC	BASE CURVA PARA TUBO DE $\varnothing 20$ CMS 100X100X50CMS
DOBAS1111SC	BASE CURVA PARA TUBO DE $\varnothing 15$ CMS 100X100X50CMS Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1121SC	BASE CURVA PARA TUBO DE $\varnothing 15$ CMS 100X100X50CMS Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1110CO	BASE CONVEXA PARA TUBO DE $\varnothing 15$ CMS 120X100X50 CMS
DOBAS1120CO	BASE CONVEXA PARA TUBO DE $\varnothing 20$ CMS 120X100X50 CMS
DOBAS1111CO	BASE CONVEXA PARA TUBO DE $\varnothing 15$ CMS 120X100X50 CMS Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1121CO	BASE CONVEXA PARA TUBO DE $\varnothing 20$ CMS 120X100X50 CMS Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS





## Base cuadrada para tubo.

Base cuadrada para alojar un tubo de 15 o 20 cms de diámetro, permite al usuario sentarse cerca del tubo y sentir su vibración. La base está tapizada en vinilo PVC suave, duradero y de fácil limpieza y se puede suministrar en cualquiera de los colores estándar de DOIT - Por favor especifiquen el color al realizar el pedido. Tiene la opción de alojar la fuente para un mazo de fibra óptica.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DOBAS1110Q	BASE CUADRADA PARA TUBO DE $\varnothing 15$ 100X100X50CMS.
DOBAS1120Q	BASE CUADRADA PARA TUBO DE $\varnothing 20$ 100X100X50CMS.
DOBAS1111Q	BASE CUADRADA PARA TUBO DE $\varnothing 15$ 100X100X50CMS Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1112Q	BASE CUADRADA PARA TUBO DE $\varnothing 20$ 100X100X50CMS Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1500Q	BASE AUXILIAR CUADRADA PARA SENTARSE 100X50X50CMS
DOBAS1500QV	BASE AUXILIAR CUADRADA PARA SENTARSE 100X50X50CMS VIBRO-ACÚSTICA
DOBAS1110QL	BASE CUADRADA PARA TUBO DE $\varnothing 15$ 100X100X20CMS DE ALTURA
DOBAS1120QL	BASE CUADRADA PARA TUBO DE $\varnothing 20$ 100X100X20CMS DE ALTURA

# DOIT Fibra Óptica

Hay muchos dispositivos con fibra óptica. Todos garantizan un maravilloso estímulo visual y ofrece un poderosa experiencia táctil. Todas las fuentes de luz DOIT ofrecen una potente iluminación para iluminar perfectamente cualquier dispositivo de fibra, también se separan en fuentes de luz interactivas con nuestra tecnología DOITLink y que pueden funcionar con cualquiera de nuestros comunicadores y las pasivas que cambian de color automáticamente.

Fuente de luz superinteractiva DOIT

## REFERENCIA

## DESCRIPCIÓN

FOS12	MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 100 TIRAS / 2 METROS
FOS152	MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 150 TIRAS / 2 METROS
FOS22	MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 200 TIRAS / 2 METROS
FOS13	MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 100 TIRAS / 3 METROS
FOS23	MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 200 TIRAS / 3 METROS

## FUENTES DE LUZ

## REFERENCIA

## DESCRIPCIÓN

DOFFDOIT	FUENTE DE LUZ SUPERINTERACTIVA PARA DISPOSITIVOS DE FIBRA
FLPAS	FUENTE DE LUZ PASIVA CON CAMBIO AUTOMÁTICO DE COLORES



# DOIT Fibra Óptica



## Mazos de fibra UV para luz negra

Ideal para los entornos multisensoriales, tienen un recubrimiento de colores reactivo a la luz negra para usar con luz negra.

### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

FOS12UV	FIBRA ÓPTICA UV 100 TIRAS / 2 METROS
FOS152UV	FIBRA ÓPTICA UV 150 TIRAS / 2 METROS
FOS22UV	FIBRA ÓPTICA UV 200 TIRAS / 2 METROS
FOS13UV	FIBRA ÓPTICA UV 100 TIRAS / 3 METROS
FOS23UV	FIBRA ÓPTICA UV 200 TIRAS / 3 METROS

## Alfombras de Fibra Óptica

Una alfombra negra con cientos de puntos de luz que crean un efecto espectacular. Ideal para experiencias táctiles y visuales, simplemente es colocarla en el suelo y experimentar. (Fuente de luz no incluida). Funciona a 240v transformados a 12v.

### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

DOFA21	ALFOMBRA DE 2m x 1m
DOFA22	ALFOMBRA DE 2m x 1m



## Túnel de estrellas

El recubrimiento de fibras da un espectacular efecto en el interior del túnel.

REFERENCIA  
DOSTDOIT

DESCRIPCIÓN  
TÚNEL ESTRELLAS 90X90X90




## Nube de Fibra Óptica

Una fantástica nube de estrellas para instalar en el techo con 100 puntos de luz que cambian de color.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

FO30DOIT NUBE INTERACTIVA 2m x 1m  
COMUNICADOR NO INCLUIDO

FO30P NUBE PASIVA 2m x 1m



## Techo de Fibra Óptica

Fantástico techo de estrellas para colgar. Con 100 puntos de luz que cambian de color. Dimensiones 2x1m

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

DOFO2DOIT TECHO INTERACTIVO 2m x 1m  
COMUNICADOR NO INCLUIDO

DOFO2P TECHO PASIVO 2m x 1m

## Techo de Fibra Óptica (6 Losetas)

Fantástico techo de fibra óptica para instalar en falso techo con 100 puntos de luz que cambian de color. Dimensiones 60x60 cms (6 unidades).

### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

DOFO2DOITT  
DOFO2PT

TECHO INTERACTIVO - 6 LOSETAS COMUNICADOR NO INCLUIDO  
TECHO PASIVO - 6 LOSETAS

## Ducha de Fibra Óptica

Las duchas y cortinas de fibra óptica están realizadas en fibra de polímero para la seguridad de los usuarios. Las duchas y cortinas nos ofrecen un precioso y creativo efecto para la sala multisensorial. La ducha tiene un espejo que da un efecto de profundidad espectacular.

### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

DOFO6DOIT

DUCHA INTERACTIVA 3m ALTO (60X60cms)  
COMUNICADOR NO INCLUIDO

DOFO6P

DUCHA PASIVA 3m ALTO (60X60cms)



## Cortina de Fibra Óptica

Maravillosa cortina de fibra óptica, se puede instalar en las puertas o para separar dos ambientes en la sala multisensorial 100 tiras de luz en un soporte de 1m de ancho y 2m de altura. Otra fabulosa opción para instalar en su sala multisensorial.



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOFO4DOIT  
DOFO4P

CORTINA INTERACTIVA 3m ALTURA 1m ANCHO.  
CORTINA PASIVA 3m ALTURA 1m ANCHO.



### Cortina de Fibras con soporte.

La cortina de fibra óptica nos da un fabuloso efecto en la sala multisensorial, creando una atmósfera sensorial de calma y relajación.

Las fibras caen por los agujeros de 40mm del soporte realizado en madera y se pueden manipular para realizar actividades visuales o táctiles.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOITFO15C

Cortina de Fibras con Soporte 150 tiras 2m de largo.  
COMUNICADOR NO INCLUIDO

# DOIT Iluminación LED



## Doit Led Wall Washer

Una atmósfera donde podemos cambiar el color de nuestro entorno para focalizar nuestra atención. Funciona con tecnología LED de alto brillo, Se instala en la pared o techo de la sala multisensorial. Incluye el comunicador de 8 colores DOIT o el Dado DOIT para reforzar o desarrollar actividades de reconocimiento de los colores. Diseñado en aluminio y con nuestra tecnología DOITLink.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOITWW2M

ILUMINACIÓN LED INTERACTIVA 2M - COMUNICADOR NO INCLUIDO



# DOIT Iluminación LED



## Doit Foco Superinteractivo

Perfecto para iluminar áreas de la sala multisensorial. Con un soporte que se puede quitar para instalar en techo. Es interactivo compacto y seguro. No está indicado para usar con bolas de espejos. Se puede usar con nuestros comunicadores DOIT para reforzar o desarrollar actividades de reconocimiento de colores. Funciona con LEDs de alto brillo y bajo consumo.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOFPDOIT

FOCO SUPERINTERACTIVO DOIT- COMUNICADOR NO INCLUIDO





## Caja de 8 pulsadores DOIT

Escoge tu color favorito en tu columna de burbujas, foco de luz DOIT, fibra óptica o cualquiera de los dispositivos con la tecnología DOITLink de su entorno multisensorial.



Con la botonera controlará cualquier dispositivo DOITLink de su entorno multisensorial.  
Con 8 grandes pulsadores podrá interactuar con múltiples productos con la columna de burbujas, fibra óptica, focos, etc...  
Se puede usar para cambiar los colores básicos (rojo, verde, azul, amarillo) y morado, naranja, azul celeste y blanco.  
Con 8 entradas para conectar los pulsadores que tenga.  
Puede usarse para realizar algunas de las actividades cognitivas de la DOIT SENSORY CONSOLE.  
Utiliza baterías AA 2x1.5V

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DO8PULS	Comunicador de 8 pulsadores DOIT

# DOIT Comunicadores




## Dado DOIT

Control remoto del color integrado en un DADO de colores, el color que sale en su cara superior ilumina cualquier dispositivo DOITLink activado en ese momento. Fantástico para trabajar solo con un dispositivo o en grupo.

Compatible con todos los dispositivos DOITLink.


El Dado DOIT con reproductor de Voz responde de forma que al salir, por ejemplo el color azul en su parte superior, el reproductor de voz dice "Azul!" o podemos almacenar cualquier otra palabra o sonido.



El Dado DOIT nos ayuda a aprender la relación Causa-Efecto, habilidades de reconocimiento y comunicación. Este comunicador tiene la capacidad de cambiar el color de cualquier dispositivo DOITLink en la sala multisensorial, sea de uno en uno o en grupo.

Funciona con dos baterías AA 2x1.5v.  
Tamaño 30x30 cms.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DODADOIT30	Dado DOIT
DODADOIT30V	Dado DOIT con reproductor de voz.



## Doit Voice Switch

Este comunicador es ideal simplemente para interactuar con los dispositivos DOITLink a través de la voz o sonido, diga cualquier cosa y los elementos DOITLink cambiarán de color.



Simplemente aplauda o haga cualquier tipo de ruido cerca del Voice Switch y verá como los dispositivos DOITLink de la sala cambian. Puede ajustarse la sensibilidad mediante un regulador que incorpora. Cambie de color la columna de burbujas, o la fibra óptica a través de su voz.

Funciona con baterías AA 2x1.5v  
Tamaño 14x8x3.5 cms.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DOITVS	Doit Voice Switch



## Tablet con la APP Doit Remote Control

Controle los el color de los dispositivos DOITLink de su entorno multisensorial a través de una table con Android. Pulse uno de los colores en la tablet y verá como los dispositivos cambian, también puede controlar audio, vídeo, crear y contar cuentos vivenciales y realizar múltiples actividades cognitivas.



La APP Doit Remote Control funciona con cualquier dispositivo Android actual, la APP para IOS esta en desarrollo.

Seleccione uno de los 8 colores de la botonera virtual y vea como los dispositivos conectados cambian de color.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TABADOIT

Tablet Samsung TAB de 10" con la APP Doit Remote Control

# DOIT Pantalla Táctil de Actividades Cognitivas



La pantalla táctil más potente con actividades cognitivas para su sala multisensorial



Toda la potencia de las actividades cognitivas en una gran pantalla de 42" , con actividades de todo tipo desde la relación de sonidos con imágenes hasta actividades de lectura.

Actualmente se incluyen más de 30 ejercicios cognitivos. Gracias a sus actualizaciones se pueden incorporar nuevos ejercicios.

Desde la relación de imágenes con sonidos, sonidos con imágenes, identificación de formas, búsqueda de objetos, juegos de parejas, juegos de memoria, ordenar de grande a pequeño y muchas otras más.

Si dispone de dispositivos de la firma DOIT en su sala multisensorial al realizar correctamente los ejercicios se iluminarán con el color verde o el color que quiera o si falla en su respuesta puede hacer que sus dispositivos se enciendan también.

Actividades Opcionales.

Existen varias actividades que pueden funcionar junto otros dispositivos, si dispone de un Proyector de imágenes con salida HDMI hay actividades que funcionan enviando información al proyector conectado, de esta forma la pantalla táctil funciona como un comunicador con 8 grandes botones.

También existe un ejercicio de relación de aromas con imágenes, para ello necesitará nuestro sistema de aromaterapia superinteractivo DOIT.

## Con la pantalla táctil cognitiva su sala multisensorial se transformará en una sala senso-cognitiva.

La gran ventaja de la pantalla táctil cognitiva es que sus actividades siempre crecen, gracias a su sistema de actualización y a la plataforma de descargas DOIT Cloud siempre encontrará nuevas actividades o actualizaciones para las actividades ya instaladas, no dude en dotar su sala multisensorial con este pantalla táctil.



### CARACTERÍSTICAS

Diagonal	42" , 106.7cm
Panel	AMVA3 LED, AG coated glass
Native resolution	1920 x 1080 (2.1 Mpx Full HD)
Aspect ratio	16:9
Brightness	350 cd/m <sup>2</sup> with touch
Touch technology	infrared
Touch points	20 (HID, only with supported OS)
Touch method	stylus, finger, glove
Wall mount.	
Product dimensions W x H x D	
	987 x 578 x 74.5mm
Weight (without box)	24.6kg

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOITPANTAC40

PANTALLA TÁCTIL DE ACTIVIDADES COGNITIVAS DOIT DE 42"




# DOIT Piscinas Superinteractivas DOIT

## Piscinas de Bolas Iluminadas

Las piscinas de bolas superinteractivas pueden funcionar a través de cualquier comunicador de la gama DOITLink. Con los comunicadores podrá controlar el color de la iluminación de su fondo que al pasar a través de las bolas semitransparentes crea un efecto espectacular donde poder trabajar la propiocepción y la relación causa-efecto.

La piscina de bolas superinteractiva no incluye el comunicador.

Funciona a 240v transformados a 12v



## OPCIÓN VIBRO-ACÚSTICA

Los usuarios que se sumerjan en la piscina de bolas podrán sentir la vibración acústica que incorpora en su base. La experiencia se combina con los colores que ofrece la piscina crean una atmósfera muy agradable.




### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

PB906DOIT	DOIT PISCINA DE BOLAS SUPERINTERACTIVA 160X160X40 CMS
PB145DOIT	DOIT PISCINA DE BOLAS SUPERINTERACTIVA 145X145X72 CMS
PB180DOIT	DOIT PISCINA DE BOLAS SUPERINTERACTIVA 180X180X70 CMS
PB20034SCVDOIT	DOIT PISCINA DE BOLAS SUPERINTERACTIVA CON VIBRACIÓN ACÚSTICA TAMAÑO 200X200X34 SEMICIRCULAR CON LA BASE LA ALTURA ES DE 50.

# DOIT Piscinas de bolas y mobiliario a medida.



## Le podemos realizar su piscina de bolas a medida.

Si necesita un diseño de piscina de bolas a medida para su sala multisensorial contacte con nuestro departamento de diseño para que le hagan un presupuesto. En todos los modelos de piscina puede escoger el color y si lo desea con vibración o no.

## En DOIT le podemos diseñar el mobiliario de su sala a medida.

Si lo que quiere es un espacio multisensorial completamente integrado en el espacio o sala que usted tiene en mente, no lo dude, contacte con nosotros para que le diseñemos un espacio único y exclusivo para su centro.



# DOIT Control de Entorno Multisensorial



## DOIT Link Adaptador

Haga compatible cualquier dispositivo multisensorial simplemente conectándolo al Adaptador DOITLink.

Con nuestro Adaptador DOITLink podrá conectar o desconectar cualquier dispositivo a través de nuestra APP Doit Remote Control. Si usted tiene un entorno multisensorial y quiere controlar todos los dispositivos remotamente usted necesitará este dispositivo para cada elemento.

El Adaptador DOITLink puede funcionar con cualquier producto multisensorial de otras marcas, usted podrá conectarlo y desconectarlo remotamente a través de una tablet, smartphone o ordenador con la APP Doit Remote Control.



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

ENDOIT1EN  
sensorial

Adaptador DOITLink para controlar cualquier dispositivo de su entorno multisensorial



# DOIT Camas de Agua



## Camas de agua DOIT

El agua es un gran medio para las terapias musicales o vibro-acústicas.

La temperatura de la cama de agua facilita la relajación del tono muscular y la libertad de movimientos como nunca lo habíamos hecho antes. La vibración-acústica estimula la músculos y nos ofrece un input sensorial para mejorar la conciencia del cuerpo y su independencia.

Su base esta equipada con dos vibradores-acústicos que se conectan al amplificador de audio de su sala multisensorial (no incluido). La base esta realizada en madera con un laminado blanco. Se recomienda un amplificador de 50W.

La garantía no cubre los daños producidos por un equipo de audio no recomendado. El termostato mantiene una temperatura agradable y confortable durante todo el año y se puede ajustar.



### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

CA100	CAMA DE AGUA TAMAÑO 200x100x23cms (Necesita la base vibro-musical)
CA140	CAMA DE AGUA TAMAÑO 200x140x23 (Necesita la base vibro-musical)

### BASES VIBRO MUSICALES\*

BC100	BASE VIBRO MUSICAL PARA CAMA DE AGUA TAMAÑO 200X100X27cms
BC140	BASE VIBRO MUSICAL PARA CAMA DE AGUA TAMAÑO 200X140X27cms

\*El amplificador de audio no está incluido por favor vaya a la sección de AUDIO del catálogo.

# Luz Negra o UV



## Mazos de fibra UV para luz negra

Ideal para los entornos multisensoriales, tienen un recubrimiento de colores reactivo a la luz negra para usar con luz negra.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FOS12UV	FIBRA ÓPTICA UV 100 TIRAS / 2 METROS
FOS152UV	FIBRA ÓPTICA UV 150 TIRAS / 2 METROS
FOS22UV	FIBRA ÓPTICA UV 200 TIRAS / 2 METROS
FOS13UV	FIBRA ÓPTICA UV 100 TIRAS / 3 METROS
FOS23UV	FIBRA ÓPTICA UV 200 TIRAS / 3 METROS

## Alfombra UV

Esta robusta alfombra reactiva a la luz negra esta realizada en PVC y se ilumina gracias a la luz UV. Es un elemento perfecto para la estimulación sensorial de niños y mayores de todas las edades y capacidades, también se puede usar con luz ordinaria gracias a sus vibrantes colores fluorescentes.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DOITM5UV	500mm x 500mm
DOITM10UV	1 metro x 1 metro
DOITM15UV	1.5 metros x 1.5 metros

## Barras UV

4 Barras de colores distintos para trabajar con luz UV



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOLN4B

4 BARRAS ACRÍLICAS DE 10MM DE DIÁMETRO Y 20 CMS DE LONGITUD

## Luminaria UV o negra

Para usar los productos que reaccionan a esta maravillosa luz.



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOLN4D

4X18W FLUORESCENTES CON LUMINARIA PARA FALSO TECHO

DOLN4

2X36W FLUORESCENTES CON LUMINARIA PARA TECHO NORMAL

## Cascada UV


Esta cascada con tiras reactivas a la luz negra nos brinda un efecto visual muy potente cuando solo trabajamos con luz UV, ideal para trabajos táctiles y visuales.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOITW10UV

30 TIRAS DE APROXIMADAMENTE 20MM ANCHO 1M - 2M LARGO.





# Proyectores



## OPTI Aura

El Aura es un proyector de efectos que utiliza los mismos efectos de iluminación que se encuentran en las salas sensoriales.

El proyector tiene su propio punto de acceso Wi-Fi. Los dispositivos habilitados para Wi-Fi pueden vincularse con el proyector mediante la aplicación gratuita. Los usuarios pueden descargar la aplicación de forma gratuita en IOS o Android.

No es necesario que el proyector esté enchufado a la red eléctrica y puede funcionar con batería

## OPTI Solar 100 Led

El proyector de efectos Solar 100 LED es un proyector compacto, liviano y potente. Es perfecto para habitaciones pequeñas y tiene una lámpara LED de larga duración sin mantenimiento. El Solar 100 LED es de bajo voltaje, y de funcionamiento prácticamente silencioso, tiene un adaptador de red externo que permite a los usuarios utilizar el proyector de forma segura en entornos de hidroterapia. El Solar 100 LED es compatible con todos los efectos, incluyendo ruedas, casetes y gobos. Se pueden agregar diferentes lentes y accesorios adicionales a este proyector para crear efectos adicionales. Se requiere un rotador de rueda o casete con el proyector Solar 100 LED. Este proyector funciona a 12V.



## OPTI Solar 250 Led



El Solar 250 LED es un proyector silencioso y de bajo consumo de energía con una salida de luz más brillante y blanca que el proyector halógeno Solar 250 original. Usado principalmente en salas multisensoriales, el proyector Solar 250 LED es fácil de configurar y puede usarse fácilmente por cualquier persona sin conocimiento previo o experiencia en proyectores de efectos. El Solar 250 LED es compatible con todos los efectos, incluyendo ruedas, casetes y gobos. Se pueden agregar diferentes lentes y accesorios adicionales a este proyector para crear efectos adicionales. Se requiere un rotador de rueda o casete con el proyector Solar 250 LED.

### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

OPTIAURA

OPTI AURA PROYECTOR

OPTI100L

OPTI 100 LED PROYECTOR CON ROTADOR

OPTI250L

OPTI 250 LED PROYECTOR CON ROTADOR

OPTIPANROT











OPTI PANORAMIC ROTATOR

## Panoramic Rotator



El Rotador panorámico es un prisma vertical motorizado de 2 caras que se adhiere a la lente de enfoque frontal y divide y escanea imágenes repetidas en un plano lineal, se puede ajustar hasta 360 °. Se usa ampliamente en entornos de sensoriales para necesidades especiales para crear un movimiento suave y fluido de efectos en la habitación.

# OPTI 6" Discos de Efectos


	<p>Liquid Dream</p>		<p>Cog</p>
	<p>Avalon Dawn</p>		<p>Balloon Festival</p>
	<p>Butterflies</p>		<p>Seasoned Woods</p>
	<p>Fireworks</p>		<p>Tropical Birds</p>
	<p>In the Country</p>		<p>Tropical Fish</p>

Contacte con nosotros para enviarle un completo catálogo de efectos.



# Doit Play, Suelo Interactivo

Es fácil, es educativo y es divertido durante horas.



Transforme el suelo de su sala sensorial o centro de terapia en un suelo interactivo y aumente el área de juegos con la proyección interactiva, Doit Play es la mejor solución.

Doit Play esta diseñada para que sea súper fácil de instalar, transforme el suelo de cualquier espacio en un suelo interactivo para niños con necesidades especiales.

Algunas salas multisensoriales o centros de rehabilitación utilizan los juegos y actividades sin contacto como un enfoque lúdico para activar a sus pacientes.

Nuestra gran cantidad de efectos se agrupan temáticamente. Ofrecemos los efectos por separado.

REF.	DESCRIPCIÓN
DOLUM1	DOIT PLAY SUELO INTERACTIVO



# Proyectores



## Proyector de corto alcance.

El proyector educativo XGA interactivo de proyección corta de BenQ con 3000 lúmenes ANSI ofrece flexibilidad y calidad de imagen para enriquecer su entorno multisensorial.

### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

DOITPROGRA1  
PROGRA2

Proyector Panorámico  
Proyector de corto alcance.

La mejor elección para conectar a la DOIT Sensory Console.



## Proyector Panorámico

Los 3200 lúmenes de alto brillo y la alta luminancia aumenta la calidad de la imagen con colores vibrantes para fotos y vídeos, así como texto nítido y detalles finos. Ideal para su sala multisensorial.





# Bola de Espejos y Foco para Bola



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOFB1

DOBF1

DOROT1

FOCO CON FILTRO DE COLORES PARA BOLA DE ESPEJOS

BOLA DE ESPEJOS DE 30CMS DE DIÁMETRO CON MOTOR DE 1/2 RPM

MOTOR PARA LA ROTACIÓN DE LA BOLA DE 1/2 RPM



# DOIT Paneles Interactivos



## DOIT Escalera de Colores.

Las Escalera de Colores DOIT tienen 10 peldaños de colores y 8 modos diferentes de uso. Uno de los elementos favoritos entre los terapeutas para fomentar el habla, la vocalización, el control de la respiración y el volumen regulado, utilizando un efecto visual simple y espectacular.

Tiene un programa para controlar el color a través de nuestros comunicadores DOIT (DOIT Link).



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOITESC1

ESCALERA DE COLORES DOITLink  
Dimensiones: 140X50X15 CMS

## Panel de Luz y Color DOIT

Obtenga estímulos visuales con nuestro panel de sonido y luz sensible al sonido que se ilumina de ciertos colores según el tono utilizado, lo que animará al usuario a ser más vocal.

Este es un gran producto de causa y efecto que mantendrá la atención del usuario. El Panel de Luz y Sonido se puede activar ya sea por música o por voz y hay un micrófono y un control de sensibilidad de sonido incluido.




REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TC1DOIT

PANEL DE LUZ Y SONIDO INTERACTIVO  
DIMENSIONES: 106X87X17 CMS



## Túnel Infinito DOIT

Nuestro túnel infinito DOIT da una sensación de profundidad infinita. Promueve la comunicación para ver cómo su voz hace cambiar el color de las luces. Use el micrófono interno para ver cómo el Túnel Infinito Doit responde a los sonidos, la voz, las palmadas, los instrumentos musicales, etc. También se incluye un micrófono de mano.

Los colores sensibles al sonido giran a diferentes velocidades dependiendo del sonido.


Controla la sensibilidad según la intensidad del sonido, ideal para actividades de causa-efecto. Tiene un programa para controlar el color a través de nuestros comunicadores DOIT (DOIT Link).

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOITIF1

TÚNEL INTERACTIVO INFINITO DOIT  
DIMENSIONES: 70X70X15 CMS



# DOIT Aromaterapia

## DOIT Aromaterapia Interactiva.

Una gran elección para su entorno multisensorial, el difusor de aromaterapia interactivo de DOIT tiene cuatro difusores y pulsadores impulsados por ventilador para la estimulación olfativa.

El Difusor de aroma interactivo DOIT puede servir como una unidad portátil o puede instalarse en una pared usando las instrucciones adjuntas para el montaje.

Los aceites esenciales se pueden comprar a través de DOIT.

Se puede utilizar con nuestra pantalla táctil cognitiva DOIT o con una tableta vinculada a nuestra Consola Sensorial DOIT con la actividad cognitiva "Adivina el Aroma"



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DOAAOIT

DIFUSOR DE AROMATERAPIA INTERACTIVO DOIT  
DIMENSIONES: 40x30x15 CMS



## Difusor de aromaterapia BÁSICO

**DISEÑO ÚNICO.** Con el clásico acabado de madera, este difusor de aceite esencial se puede utilizar como pieza decorativa. **OPCIONES DE TEMPORIZADOR.** Cuatro modos de configuración de tiempo: 1 hora, 3 horas, 6 horas o continuo. Seleccione un modo adecuado y cree un ambiente de calma y relajación.

**MÁS DURABILIDAD** Depósito de agua: 300ml. El difusor cubre sala de hasta 25-30 metros cuadrados. Puede durar de 6 a 10 horas.

**7 LUZ LED.** El color se puede alternar o establecer en un color fijo. Cada color tiene dos opciones de luz: tenue y brillante.

**DIFUSOR y HUMIDIFICADOR.** Agregando varias gotas de aceites, llenará su espacio con una encantadora fragancia. Algunos aceites especiales pueden crear beneficios terapéuticos.



REFERENCIA


DESCRIPCIÓN

DOITAAZP3

DIFUSOR DE AROMATERAPIA BÁSICO

DOITAAK1

PACK DE 6 ACEITES ESENCIALES NATURALES DE 10ml.



## Amplificador DOAAPRO

Amplificador Hi-Fi Stereo.  
Reproducción vía Wi-Fi para servicios de transmisión de listas de reproducción, servicios de música en línea y radio por Internet.  
Entradas HDMI con soporte 4k x 2k.  
Reproduce música desde teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos Bluetooth.  
Reproductor USB / SD / MP3.  
Radio FM con 50 presintonías.  
Control de agudos, graves y balance.  
Control remoto.  
POTENCIA: 60 + 60 W RMS at 4  $\Omega$

La mejor opción para su sala multisensorial si necesita música de alta calidad en su entorno y necesita la vibración en su cama de agua.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DAAPRO	AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA SONIDO AMBIENTE Y VIBRACIÓN EN LA CAMA DE AGUA.
DOAALITE	AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA SONIDO AMBIENTE Y PARA LA VIBRACIÓN DE PEQUEÑOS DISPOSITIVOS

## Amplificador LITE DOAALITE

Amplificador estéreo Hi-Fi.  
Reproduce música desde teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos Bluetooth.  
Reproductor USB / SD / MP3.  
Radio FM con 50 presintonías.  
Control de agudos, graves y balance.  
Control remoto.  
POWER: 40 + 40 W RMS at 4  $\Omega$





## Pareja de Altavoces

### MODELO: ELIPSE 5

80 W maximum, 40 W RMS  
LOUDSPEAKERS

1 x 5 1/4" polypropylene woofer  
1 x 1" tweeter

COLOUR  
Blanco (RAL 9003)

DIMENSIONES  
163 x 252 x 163 mm depth



## Pareja de Altavoces

### MODELO: ELIPSE 6

100 W maximum, 50 W RMS  
LOUDSPEAKERS

1 x 6 1/2" polypropylene woofer  
1 x 1 1/2" silk dome tweeter

COLOUR  
Negro (RAL 9017)

DIMENSIONES  
196 x 302 x 193 mm depth



## Micrófono

### MODELO: MP1036

Ideal para todos los dispositivos DOIT que requieren un micrófono de mano y para trabajar con los equipos de audio para actividades con la voz.

CAPSULE: Cardioid unidirectional dynamic

RESPONSE: 40-15,000 Hz

IMPEDANCE 600  $\Omega$



# DOIT Paneles Táctiles



## DOIT Panel Táctil Interactivo

Panel táctil con Luz. Combina experiencias visuales y táctiles (gruesas y finas) Hay unos 50 puntos de luces de colores brillantes junto las texturas. El panel es interactivo y se puede controlar a través de nuestros comunicadores DOIT que le permiten cambiar el color de las luces.

Tiene 10 texturas diferentes, instrumentos musicales y loopings para poner bolas de colores y donde se puede ver el movimiento de las bolas.

Dimensiones: 120x120x15cms



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PATA4DOIT  
PATA3

Panel Táctil Interactivo con Luces (Doit Link).  
Panel Táctil con Luces Pasivas.



## Panel Táctil DOIT

Un panel de texturas básico con 12 experiencias táctiles muy diferentes. Panel de acabado de madera natural como estándar, pero se puede realizar en otros colores a pedido.

Dimensiones: 120x120x15cms




### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

PATA1  
PATA2

Panel Táctil Básico  
Panel Táctil Básico con  
Loopings

A veces es mejor tener experiencias táctiles repartidas en la sala, o simplemente tener algunas para comparar junto otras. Las losetas de pared táctiles te permiten hacer ambas cosas.



### REFERENCIA

### DESCRIPCIÓN

DOITLTG  
DOITLTF

Loseta táctil de texturas finas UV 40x40x2 cms.  
Loseta táctil de texturas gruesas UV 40x40x20 cms.





Para cualquier cotización o consulta que se requiera estamos a sus órdenes en:

**MUNDO SENSORIAL, S.A. C.V.**

Lic. Araceli Alejos

Tel. Ofna. 55 68359744 Cel. 55 1321 3962

E mail: [araceli.alejos@grupoorthos.com.mx](mailto:araceli.alejos@grupoorthos.com.mx)

[info@grupoorthos.com.mx](mailto:info@grupoorthos.com.mx)

**[www.grupoorthos.com.mx](http://www.grupoorthos.com.mx)**



GRUPO  
COMERCIAL  
**Orthos**  
*queremos ayudarte*